Magnetschüttler mit Heizfunktion Guardian 5000 und 7000

- **Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display**
- **SafetyHeat: Überhitzungserkennung mit zwei unabhängigen Sicherheitskontrollen**
- **SmartHousing: chemikalienbeständig, leicht zu reinigen**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Integrierte Schafthalterung**

WEB

Zubehör (Sonden, Klammern, UniBlock-System für die Umwandlung in ein Trockenbad) finden Sie auf www.milian.com



Guardian 5000

Modell	e-G51HS07C	e-G51HS10C	e-G51HSRDM
Schnittstellen	Digital		
Rührleistung (l)	14,2	18	20
Geschwindigkeitsbereich (rpm)	60 - 1600		
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. +5 bis +500		RT. +5 bis +380
Anschluss Temperaturfühler	Ja		
Maße des Tabletts (mm)	178 x 178	254 x 254	Ø 135
Plattform-Materialien	Keramik		Aluminium
Maße (L x T x H) (mm)	122 x 309 x 223	122 x 415 x 286	126 x 267 x 173
Gewicht (kg)	2,6	5,2	2,6
Nutzungsbedingungen	5 bis 40 °C, / 80 % rF ohne Kondensation		
Schutzklasse	IP 21		
Art. Nr.	**333676**	**333677**	**333678**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

333676



IP 21



Je nach Modell

Guardian 7000

- **SmartPresence & SmartLink: Erkennung der Anwesenheit des Nutzers über Bluetooth mit Abschaltung nach einer festgelegten Abwesenheitszeit**
- **SmartHeat: Einstellung der maximalen Temperatur des Geräts**
- **SmartRate: Einstellung der Aufheizgeschwindigkeit (langsam oder schnell)**

Modell	e-G71HS07C	e-G71HS10C	e-G71HSRDM
Kapazität (l)	15	18	20
Geschwindigkeit (rpm)	60 - 1600		
Temperaturbereich	RT. +5 bis +500		RT. +5 bis +380
Anschluss Temperaturfühler	Ja		
Maße des Tabletts (mm)	178 x 178	254 x 254	135
Material der Platte	Keramik		Aluminium
Maße H x L x T (mm)	122 x 309 x 223	122 x 415 x 286	126 x 267 x 173
Gewicht (kg)	2,6	5,2	2,6
Nutzungsbedingungen	5 bis 40 °C, / 80 % rF ohne Kondensation		
Schutzklasse	IP21		
Art. Nr.	**333679**	**333680**	**333681**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

333680



IP 21



Je nach Modell

Magnetschüttler und Heizplatten STUART

- **Schnittstelle aus gehärtetem Glas, das gegen korrosive Stoffe beständig ist**
- **Oberfläche der Tischplatte mit antimikrobieller BioCote-Behandlung**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**

WEB

Premium-Modelle in weiteren Farben finden Sie auf www.milian.com









841455

Je nach Modell

Schnittstellen	Analog		Digital		Premium	
Rührleistung (l)	15					
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 2000					
Aufwärmtemperatur (°C)	325	450	325	450	325	450
Plattform-Materialien	Aluminium mit Keramikbeschichtung	Keramik	Aluminium mit Keramikbeschichtung	Keramik	Aluminium mit Keramikbeschichtung	Keramik
Maße des Tabletts (mm)	150 x 150					
Maße (L x T x H) (mm)	180 x 300 x 93					
Gewicht (kg)	2,5					
Nutzungsbedingungen	5 bis 40 °C / 80 % RH					
Art. Nr. blau	**841429**	**841432**	**841441**	**841444**	**841455**	**841463**
Art. Nr. Farbe weiß	**841430**	**841433**	**841442**	**841445**	**841456**	**841464**
Art. Nr. schwarz	**841431**	**841434**	**841443**	**841446**	**841457**	**841465**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com