Magnetschüttler mit Heizfunktion Heidolph

- **Hitzebeständig, chemikalienbeständig und kratzfest**
- **Wasserdichtes Gehäuse für eine einfache Reinigung**
- **Sicherheitsabschaltsystem bei Fehlfunktionen (Kurzschluss, Überhitzung)**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Geeignet für zähflüssige Flüssigkeiten**
- **Schneller Temperaturanstieg**
- **Stufenweise Erhöhung der Geschwindigkeit, um Spritzer zu vermeiden**







Modell * enthält den Silikonschutz	1 Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core	2 Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	3 Hei-Connect
Schnittstellen	Analog	Digital	
Rührleistung (l)	20		
Geschwindigkeit (rpm)	100 bis 1400		
Aufwärmtemperatur (°C)	40 - 300		
pt1000-Sondenanschluss	Ja		
Talett-Ø(mm)	145		
Materialien	Kera-Disk® (Silumin mit Keramikbeschichtung)		
Maße B x T x H (mm)	168 X 299 X 101		173 x 277 x 94
Gewicht (kg)	3		2,9
Nutzungsbedingungen	0 bis 40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP42		IP32
Art. Nr.	**499974**	**499975**	**499972**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit Temperaturfühler	**-**	**-**	**499973**
CHF	**-**	**-**	**AA -**
Art. Nr. mit Sonde und Halterung	**499977***	**499978 / 499979***	**499935**
CHF	**AA -**	**AA -/AA -**	**AA -**

IP 42 IP 32 3 Jahre Garantie

STARFISH-System

Verwandeln Sie Ihre Einzelplatz-Heizplatte in eine Mehrplatz-Heizplatte.

- **Ideal für Soxhlet-Extraktionen**
- **Komplettes System bestehend aus :**
  - MR Hei-End Schüttler
  - 1 Pt 1000-Temperatursensor
  - 1 Grundplatte
  - 1 Monoblockplatte für 5 Ballons x 250 ml
  - 2 Einsätze für 100-ml-Ballon
  - 2 Balloneinsätze 50 ml
  - 1 Einsatz für 25-ml-Ballon
  - 5-Wege-Klemme (Klettband)
  - 5-Wege-Klemme (Silikonband)
  - 2 Stutzen Wasserverteilung
  - 1 Gas-/Vakuumverteilungsschlauch
  - 1 geteilter Riegel 650ml

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498801	StarFish Grundplatte Ø 145 mm	AA -
498803	Monoblock für 5 Ballons à 250 ml	AA -
498807	Einsatz für 150ml-Ballon	AA -
498808	Einsatz für 100ml-Ballon	AA -
498809	Einsatz für 50ml-Ballon	AA -
498810	Einsatz für 25ml-Ballon	AA -
498804	Stützstange 650 mm	AA -
498811	Verteilungssystem für 5 Kältemittel	AA -
498812	5-Wege-Klammer Klettverschluss	AA -
498805	5-Wege-Klammer Silikon	AA -





Zubehör (Sonde, Stative, Bäder, Halterungen, etc.) finden Sie auf www.milian.com

Magnetschüttler mit Heizfunktion RCT Basic und Digital IKA

- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Geliefert mit pt 1000-Sonde**

RCT Digital

- **Glasoberfläche des Gehäuses für gute chemische Beständigkeit**
- **Alnico-Magnet für ein starkes Drehmoment**
- **Funktion zum Sperren von Einstellungen**

250202



250561



IP 42

Je nach Modell

Modell	RCT Basic	RCT Digital
Schnittstellen	Digital	
Rührleistung (l)	20	
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 1500	
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. bis 310	
Pt 1000-Sonde	Inkl.	
Tablett-Ø (mm)	135	
Plattform-Materialien	Aluminiumlegierung	
Maße (L x T x H) (mm)	160 x 85 x 270	
Gewicht (kg)	2,5	2,4
Nutzungsbedingungen	5 bis 40 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP42	
Art. Nr.	**250202**	**250561**
CHF	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com