

Magnetische Rührstäbe Spinbar (Fortsetzung)

Ovoide Stäbe






➤ **Geeignet für Ballons und andere Behälter mit rundem Boden**

L x ø (mm)	Für Ballons	Art. Nr.	CHF
10 x 5	-	045982	AA -
15 x 6	-	045983	AA -
19 x 9,5	10 ml bis 100 ml	045984	AA -
25 x 12	100 ml bis 200 ml	045985	AA -
30 x 16	300 ml bis 500 ml	045986	AA -
35 x 16	300 ml bis 500 ml	045987	AA -
40 x 13	500 ml bis 1000 ml	046097	AA -
40 x 20	500 ml bis 1000 ml	045988	AA -
50 x 20	2000 ml bis 3000 ml	045989	AA -
64 x 20	3000 ml bis 5000 ml	045990	AA -
70 x 20	12 l bis 22 l	045991	AA -

Stäbe quadratische Form

➤ **Starke Turbulenzen, besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten**






L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF
12 x 4	095878	AA -
25 x 5,5	095879	AA -
35 x 6	095880	AA -
50 x 7,5	095881	AA -

Profilform Stäbe






➤ **Ähnliche Wirkung wie bei ovalen oder Drehgelenk-Formen**

L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF	L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF
10 x 4	095931	AA -	40 x 8	095937	AA -
15 x 5	095932	AA -	45 x 8	095938	AA -
20 x 7	095933	AA -	50 x 8	095939	AA -
25 x 8	095934	AA -	60 x 8	095941	AA -
30 x 8	095935	AA -	70 x 8	095942	AA -
35 x 8	095936	AA -	80 x 10	095943	AA -

Zylindrische Stäbe aus Glas

➤ **Um den Kontakt mit PTFE zu vermeiden**






L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF
6 x 5	095910	AA -
12 x 5	095911	AA -
25 x 6	095912	AA -
45 x 8	095913	AA -
60 x 8	095914	AA -

Stäbe Dreiecksform






➤ **Besonders geeignet für die Auflösung von Feststoffen und Sedimenten**


➤ **Die Reibung des Bodens bewirkt eine Rakelwirkung auf den Unterboden**

L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF	L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF
12 x 6	095882	AA -	50 x 12	085887	AA -
20 x 8	095883	AA -	55 x 14	085888	AA -
25 x 8	095884	AA -	80 x 18	085889	AA -
25 x 14	046087	AA -	110 x 36	085890	AA -
35 x 9	095885	AA -	136 x 36	085891	AA -
40 x 14	085886	AA -	-	-	-

Stäbe Scheibenform

➤ **Geeignet für Reagenzgläser**






L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF
6 x 9	098889	AA -
6 x 10	095890	AA -
10 x 20	098891	AA -
12 x 30	095892	AA -

Stäbe mit abnehmbarem Gelenk





➤ **Mit oder ohne Drehgelenk verwendbar**


➤ **Perfekt zylindrisch und glatt**

L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF	L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF
12 x 8	095919	AA -	51 x 8	095925	AA -
25 x 8	095920	AA -	51 x 10	095926	AA -
32 x 8	095921	AA -	75 x 12	095927	AA -
38 x 8	095922	AA -	102 x 16	095928	AA -
38 x 10	095923	AA -	127 x 16	095929	AA -
42 x 10	095924	AA -	150 x 19	095930	AA -
45 x 8	095975	AA -	-	-	-

Stäbe in Kreuzform

➤ **Sehr stabil, verursacht starke Turbulenzen**





L x ø (mm)	Art. Nr.	CHF
10 x 5	095951	AA -
20 x 8	095952	AA -
25 x 9	095953	AA -
30 x 10	095954	AA -
38 x 11	095955	AA -
50 x 15	095956	AA -
60 x 20	095957	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com