Weicher Rückzugsstab

- Geformt
- Aus PTFE
- Mit Alnico-Magnet
- 33 cm langer Stiel
- Durchmesser des Magneten : 12,5 mm oder 16,5 mm
- Länge des Magneten 53 mm
- Vier Farben



ø Magnet (mm)	Weiß	Rot	Blau	Gelb	CHF
12,5	086657	086658	086659	086660	AA -
16,5	086661	086662	086663	086664	AA -

Heizplatten speziell für Kulturen

Heizplatte 37 °C CultureTemp

Speziell geeignet, um Zellkulturen bei 37°C zu halten, wenn sie aus dem Inkubator genommen werden.

- Gehäuse aus Polypropylen, das UV-beständig und gegen gängige Desinfektionsmittel beständig ist
- Timer 15 min in 1-Minuten-Schritten für die Dauer der Trypsinaktivierung





Schnittstellen	Digital
Heiztemperatur	37°C (fest)
Maße des Tabletts (mm)	178 x 203
Plattform-Materialien	Eloxiertes Aluminium
Maße (L x T x H) (mm)	254 x 249 x 57
Art. Nr.	**088875**
CHF	**AA -**

Heizplatten

Corning®-Heizplatten

- Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden



Modell	PC-400D	PC-600D
Schnittstellen	Digital	
Kapazität (kg)	11	
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. +5 bis +550 °C	
Maße des Tabletts (mm)	127 x 178	254 x 254
Plattform-Materialien	Pyroceram™	
Externer Sondenanschluss	Ja	
Maße (L x T x H) (mm)	108 x 197 x 280	118 x 197 x 391
Gewicht (kg)	2,7	4,5
Art. Nr.	**679663**	**679666**
CHF	**AA -**	**AA -**

Infrarot-Heizplatte CR300 Stuart

- Ultraschnelles Aufheizen spart Zeit und Energie
- Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden



Schnittstellen	Analog
Heizleistung	1200 W
Ø Heizbereich (mm)	140
Plattform-Materialien	Glaskeramik
Maße (L x T x H) (mm)	300 x 365 x 105
Gewicht (kg)	4
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**001576**
CHF	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com