Stuart Heizplatten



- Schnittstelle aus gehärtetem Glas, das gegen korrosive Stoffe beständig ist
- Oberfläche der Tischplatte mit antimikrobieller BioCote-Behandlung
- Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden

WEB

Premium-Modelle in weiteren Farben finden Sie auf www.milian.com



Schnittstellen	Analog		Digital		Premium
Kapazität (l)	15				
Aufwärmtemperatur (°C)	325	450	325	450	325
Plattform-Materialien	Aluminium mit Keramikbeschichtung	Keramik	Aluminium mit Keramikbeschichtung	Keramik	Aluminium mit Keramikbeschichtung
Maße des Tabletts (mm)	150 x 150				
Maße (L x T x H) (mm)	180 x 300 x 93				
Gewicht (kg)	2,5				
Nutzungsbedingungen	5 bis 40 °C / 80 % RH				
Art. Nr. blau	**841417**	**841420**	**841435**	**841438**	**841447**
Art. Nr. Farbe weiß	**841418**	**841421**	**841436**	**841439**	**841448**
Art. Nr. schwarz	**841419**	**841422**	**841437**	**841440**	**841449**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Heizplatten SUPER NUOVA +



- Digitales Display der Ziel- und aktuellen Temperatureinstellungen und des Timers
- Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden
- Programmierbar mit Parameterspeicher
- Geliefert mit Pt1000-Sonde und Stativ
- 3 Jahre Garantie

Schnittstellen	Digital		
Aufwärmtemperatur (°C)	+30 bis +450	+30 bis +300	+30 bis +400
Maße des Tabletts (mm)	184 x 184		260 x 260
Material Platte	Keramik	Aluminium	Keramik
Maße (L x T x H) (mm)	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Gewicht (kg)	4,3	4,2	5,4
Nutzungsbedingungen	5 bis 35 °C / 80 % RH		
Art. Nr.	**078533B**	**078534B**	**078535B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

CIMAREC + Heizplatten



- Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden
- 3 Jahre Garantie

Schnittstellen	Digital			
Aufwärmtemperatur (°C)	30 - 540		30 - 300	30 - 400
Maße des Tabletts (mm)	108 x 108	184 x 184		260 x 260
Plattform-Materialien	Keramik		Aluminium	Keramik
Maße (L x T x H) (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Gewicht (kg)	2,5	4,3	4,2	5,4
Nutzungsbedingungen	5 bis 35 °C / 80 % RH			
Art. Nr.	**078529B**	**078530B**	**078531B**	**078532B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**