Guardian 5000 Heizplatten

- **Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display**
- **SafetyHeat: Überhitzungserkennung mit zwei unabhängigen Sicherheitskontrollen**
- **SmartHousing: chemikalienbeständig, leicht zu reinigen**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Integrierte Schafthalterung**





Modell	e-G51HP07C
Schnittstellen	Digital
Kapazität (l)	14,2
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. +5 bis +500 °C
Anschluss Temperaturfühler	Ja
Tablett-Ø (mm)	178 x 178
Plattform-Materialien	Keramik
Maße (L x T x H) (mm)	122 x 309 x 223
Gewicht (kg)	2,6
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**333674**
CHF	**AA -**

IP 21

Zubehör (Sonden, Klammern, UniBlock-System für die Umwandlung in ein Trockenbad) finden Sie auf www.milian.com

C-MAG IKA Heizplatten

- **Digitale Schnittstelle für die Temperatureinstellung**
- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Optionaler Temperaturregler für die genaue Kontrolle der Medientemperatur**



Modell	PC-400D	PC-600D	PC-600D
Schnittstellen	Analog		
Aufwärmtemperatur (°C)	+50 bis +550 °C		
Maße des Tabletts (mm)	100 x 100	180 x 180	260 x 260
Plattform-Materialien	Glaskeramik		
Temperaturregler Anschluss	Nein	Ja	
Maße (L x T x H) (mm)	150 x 260 x 105	220 x 330 x 105	300 x 415 x 105
Gewicht (kg)	3	5	6
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP 21		
Art. Nr.	**250173**	**250174**	**250175**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

IP 21

Zubehör (Thermoregulatoren, Stativ) finden Sie auf www.milian.com

Heizplatte RC VELP

- **Display, dass die Platte heiß ist, um den Nutzer zu warnen und Verbrennungen zu vermeiden**
- **Geeignet für AluBlock-Tabletts zur Umwandlung in einen Heizblock**
- **3 Jahre Garantie**



Schnittstellen	Analog
Kapazität (l)	15
Aufwärmtemperatur (°C)	RT. bis +370
Tablett-Ø (mm)	135
Plattform-Materialien	Speziell beschichtete Aluminiumlegierung
Maße (L x T x H) (mm)	165 x 280 x 115
Gewicht (kg)	1,4
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**399038**
CHF	**AA -**

3 Jahre Garantie

AluBlock-Zubehör finden Sie auf www.milian.com

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com