HEI-Torque Heidolph Paddelrührwerk (Fortsetzung)

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498832	Festes Stativ H. 700 mm	AA -
498799	Festes Stativ XXL H. 1000 mm	AA -
498743	Verstellbares Stativ H. 725 - 1025 mm	AA -
498744	Spannzangen	AA -
499918	RS232-Kabel für Hei-Torque Precision	AA -





Rührstäbe mit Flügel und Halbmond

- Geeignet für mittlere Geschwindigkeiten
- Geeignet für Flüssigkeiten mit niedriger bis mittlerer Viskosität
- Modelle BR12, BR14 und BR18 mit einziehbarer Klinge für einfachen Zugang in Enghalsflaschen




Halbmond Flügel

	Gekreuzte Flügel BR10	Aufrechte Flügel BR11	Faltflügel BR12	Breite Flügel BR13	Faltflügel BR14	Halbmond BR18
						
Flügel Maße L x B (mm)	50 x 12		60 x 15	70 x 70	90 x 10	65 x 18 x 3
Länge (mm)	400			450	400	350
ø Stiel (mm)	8					
Flügel Material	Rostfreier Stahl					PTFE
Art. Nr.	**498821**	**498822**	**498823**	**498824**	**498825**	**498826**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Rühr-Flügel Typ Propeller

- Geeignet für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
- Geeignet für Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
- Axiale Bewegung



Propeller Flügel

	Einfacher Propeller PR39	Einfacher Propeller PR30	Ringpropeller PR31	Ringpropeller PR32	Ringpropeller PR33
					
Flügel-Ø (mm)	75	58	33	45	66
Gesamtlänge (mm)	350	400			
ø Stiel (mm)	8				
Flügel Material	PTFE	Rostfreier Stahl			
Art. Nr.	**498831**	**498776**	**498828**	**498829**	**498830**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Rühr-Flügel mit radialer Strömung

- Geeignet für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
- Geeignet für Flüssigkeiten mit einer Viskosität von bis zu 500mPa s
- Ideal zum Entgasen von Lösungen




Radial Flügel

	Radialer Fluss TR20	Radialer Fluss TR21
		
Flügel-Ø (mm)	29	50
Gesamtlänge (mm)	400	
ø Stiel (mm)	8	
Flügel Material	Rostfreier Stahl	
Art. Nr.	**498745**	**498746**
CHF	AA -	AA -

Rühr-Flügel Ankerform

- Für niedrige Geschwindigkeiten
- Geeignet für Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Viskosität



	Typ Anker AR19
	
Flügel Maße (Ø x H) (mm)	60 x 40 x 5
Gesamtlänge (mm)	350
ø Stiel (mm)	8
Flügel Material	PTFE
Art. Nr.	**498827**
CHF	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com