Vortex-Schüttler für den manuellen oder kontinuierlichen Einsatz

Vortex-Schüttler Genius 3 IKA



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 2500
Orbit (mm)	4
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	127 x 136 x 149
Gewicht (kg)	4,5
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**3340000**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250320	Ø 88mm Halterung für Kolben	**AA -**
3342400	Universalhalterung für Einsätze	**AA -**
3344300	Schaumstoffeinsatz für 54 Mikroröhrchen 1,5/2 ml *	**AA -**
250321	Schaumstoffeinsatz für 18 Röhrchen Ø 10 mm *	**AA -**
250322	Schaumstoffeinsatz für 12 Röhrchen Ø 12 mm *	**AA -**
250323	Schaumstoffeinsatz für 8 Röhrchen Ø 16 mm *	**AA -**
250324	Schaumstoffeinsatz für 8 Röhrchen Ø 20 mm *	**AA -**
250325	Schaumstoffeinsatz für 1 Erlenmeyer 100 bis 250 ml *	**AA -**
3344400	Schaumstoffeinsatz für 1 SBS-Mikroplatte *	**AA -**

* Nur mit dem Universalständer verwendbar, nicht im Lieferumfang enthalten (3342400)

Vortex-Schüttler LMS



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 3000
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	130 x 155 x 155
Gewicht (kg)	3,1
Art. Nr.	**079030**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
088933	Schaumstoffrack für Mikroplatten	**AA -**
088934	Gummihalter für Kolben	**AA -**

Vortex LSE Corning®



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 2850
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	140 x 160 x 130
Gewicht (kg)	2,2
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**006776**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
00480101	Schaumstoffhalter 24 Röhrchen 1,5/2ml, 24 Röhrchen 0,5ml und 32 Röhrchen 0,2ml	**AA -**
00480102	Schaumstoffhalter 1 Mikrotiterplatte, 64 0,2ml Röhrchen oder 8 PCR-Streifen 8 Röhrchen	**AA -**
00480103	Schaumstoffhalter 8 Röhrchen 15mm und 8 Röhrchen 12/13mm	**AA -**
00480104	Schaumstoffhalter für 6 Röhrchen 50 ml	**AA -**
00480105	Schaumstoffhalter 12 Röhrchen 1,5/2ml (horizontal)	**AA -**
00480106	Schaumstoffhalter 4 Röhrchen 15ml (horizontal)	**AA -**
00480107	Schaumstoffhalter 2 Röhrchen 50ml (horizontal)	**AA -**