Vortex-Schüttler für den manuellen oder kontinuierlichen Einsatz

Vortex-Schüttler Reax Top und Reax Control

- **Stelle für Stativstab**

Vortex-Schüttler Reax Control :

- **Elektronische Geschwindigkeitskontrolle für höhere Genauigkeit auch im niedrigen Bereich**

Modell	Reax Top	Reax Control
Schnittstellen	Analog	
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 2500	0 - 2500
Orbit (mm)	5	
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich	
Maße (L x T x H) (mm)	134 x 172 x 105	
Gewicht (kg)	2,8	
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP22	
Art. Nr.	**498601**	**498604**
CHF	**AA -**	**AA -**



498604

IP 22

3 Jahre Garantie

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498602	Halter für Flaschen bis 50 ml	**AA -**
498603	Schaumstoffhalter für 10 Mikroröhrchen 1,5/2 ml	**AA -**
498651	Stativstange 210 mm mit Röhrchenklemme	**AA -**

Vortex-Schüttler Stuart SA8

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	200 - 2500
Orbit (mm)	4,2
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	135 x 215 x 78
Gewicht (kg)	3,2
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP31
Art. Nr.	**090783**
CHF	**AA -**

Optionales Zubehörset (Platten- und Röhrchenhalter...) finden Sie auf milian.com





IP 31

Vortex-Schüttler für den manuellen, kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Einsatz

Vortex-Schüttler MS3 IKA



IP 21

- **Erkennung des Medientyps zur Bestimmung der Höchstgeschwindigkeit**

Modell	MS3 Basic	MS3 Digital	MS3 Control
Schnittstellen	Analog	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 3000		100 - 3000
Orbit (mm)	4,5		
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich	Manuell, kontinuierlich oder Timer	
Timer	-	1s bis 999 min	1 s bis 3599 min
Maße (L x T x H) (mm)	148 x 205 x 63		
Gewicht (kg)	2,9		3,16
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP21		
Art. Nr.	**250158**	**250134**	**260591**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

MS3 Control :

- **USB-Anschluss für die Fernsteuerung des Geräts**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
3426600	Universalhalter für Schaumstoffeinsatzn	**AA -**
250084*	Schaumstoffeinsatz für 14 Röhrchen Ø 8 mm	**AA -**
250083*	Schaumstoffeinsatz für 6 Röhrchen Ø 10 mm	**AA -**
250082*	Schaumstoffeinsatz für 4 Röhrchen Ø 15 mm	**AA -**
250081*	Vollschaumstoffeinsatz zum Ausschneiden	**AA -**
3426400	Halter für 1 Mikrotiterplatte	**AA -**
250440**	Einsatz für 96-Well PCR-Platte oder 96 Röhrchen 0,2 ml	**AA -**

* nur mit dem Ständer 3426600 verwendbar, nicht im Lieferumfang enthalten
** nur mit dem Ständer 250440 verwendbar, nicht im Lieferumfang enthalten

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com