Vortex-Schüttler für den manuellen, kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Einsatz (Fortsetzung)

Vortex-Schüttler Genie 2 & Genie Pulse



Je nach Modell

Die vielseitigste, zahlreiche Konfigurationen für jede Situation.

- **Geliefert mit Standardkopf und Ø75mm Halterung für Kolben**
- **2 Jahre Garantie**

Vortex Genie Pulse :

- **Pulse-Funktion für intervallweises Mischen**

Modell	Genie 2	Genie 2T	Genie 2 digital	Genie Pulse
Schnittstellen	Analog		Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	600 - 2700		500 - 2850	
Orbit (mm)	6			
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich	Manuell, kontinuierlich oder Timer		
Timer	-	1 s bis 60 min	1s bis 99 min	
Maße (L x T x H) (mm)	165 x 122 x 165			
Gewicht (kg)	4			
Nutzungsbedingungen	0 bis +38 °C / 95 % RH			
Art. Nr.	**079008**	**079009**	**079070**	**079115**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör



Art. Nr.	Foto Nr	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
Halterung mit runden Schaumstoffeinsätze				
079012	-	Einzelne runde Halterung	1	**AA -**
079013*	2	Schaumstoffeinsatz für 30 Mikroröhrchen 1,5/2 ml und 30 Mikroröhrchen 0,2/0,5 ml	2	**AA -**
079014*	3	Schaumstoffeinsatz für 1 Mikroplatten	2	**AA -**
079127*	3A	Schaumstoffeinsatz für 1 Deepwell-Platte	2	**AA -**
079015**	-	Vollständiges Set Halterung + runde Einsätze **	1	**AA -**
PolypropylenHalterungmitSchaumstoffeinsatz				
079016B	5	Einzelne PP-Halterung	1	**AA -**
079017*	10	Befestigungsriemen	2	**AA -**
079018*	8	Schaumstoffeinsatz für 4 Röhrchen Ø 29- 37 mm	2	**AA -**
079019*	7	Schaumstoffeinsatz für 4 Röhrchen Ø 20-29 mm und 4 Röhrchen Ø 14-20 mm	2	**AA -**
079020*	6	Schaumstoffeinsatz für 4 Röhrchen Ø 13-15 mm und 8 Röhrchen 8-12 mm	2	**AA -**
079021*	9	Vollschaumstoffeinsatz zum Ausschneiden	2	**AA -**
079022**	-	Komplettset PP-Ständer mit Einsätzen **	1	**AA -**

* nur mit dem passenden Ständer verwendbar, nicht im Lieferumfang enthalten
** beinhaltet die Halterung und 1 passenden Einsatz von jedem Typ

Art. Nr.	Foto Nr	Bezeichnung	CHF/ VE
Horizontale Racks			
079097	17	Horizontales Rack für 6 Röhrchen 50ml	**AA -**
079098	18	Horizontales Rack für 12 Röhrchen 15ml	**AA -**
079099	19	Horizontales Rack für 24 Mikroröhrchen 1,5/2 ml	**AA -**
Vertikale Racks			
079100	23	Vertikales Rack für 6 Röhrchen 50ml	**AA -**
079101	24	Vertikales Rack für 12 Röhrchen 15ml	**AA -**
079102	25	Vertikales Rack für 24 Mikroröhrchen 1,5/2ml	**AA -**
079104	26	Vertikales Rack für 6 50ml-Röhrchen, 6 15ml-Röhrchen und 12 1,5/2ml-Mikroröhrchen	**AA -**
Vertikale Hochgeschwindigkeits-Racks			
079120	20	Vertikales Hochgeschwindigkeits-Rack für 3 50ml-Röhrchen	**AA -**
079121	21	Vertikales Hochgeschwindigkeits-Rack für 6 15ml-Röhrchen	**AA -**
079122	22	Vertikales Hochgeschwindigkeits-Rack für 9 1,5ml-Röhrchen	**AA -**
Weitere Racks			
079058	16	Rack für 2 Kurzampullen und 2 Röhrchen 15ml	**AA -**
078059B	15	Rack für 2 lange Ampullen und 2 Röhrchen 15ml	**AA -**