Vortex-Schüttler für den manuellen, kontinuierlichen oder zeitgesteuerten Einsatz (Fortsetzung)

Ohaus Vortex-Schüttler mit variabler Geschwindigkeit

- **Wird mit Kopf für Röhrchen und 76mm Kopf für Kolben geliefert**

VXMNPS-Modell :

- **Pulse-Funktion zum Homogenisieren mit Glasbeads**
- **Lieferung mit Edelstahlrack für 12 Mikroröhrchen**

Modell	VXMNAL	VXMNDG	VXMNPS
Schnittstellen	Analog	Digital	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	500 - 2500	300 - 2500	500 - 2500
Orbit (mm)	4,9		2,5
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich	Manuell, kontinuierlich oder Timer	
Timer	-	1 s bis 9999 min	
Maße (L x T x H) (mm)	210 x 165 x 123		
Gewicht (kg)	4,4		
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 85 % RH		
Art. Nr.	**192142**	**192143**	**192144**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
192330	Halterung für Schaumstoffracks	1	**AA -**
192314*	Schaumstoffeinsatz für 24 Mikroröhrchen 1,5/2 ml und 24 Mikroröhrchen 0,2/0,5 ml	2	**AA -**
192312*	Schaumstoffeinsatz für 16 Röhrchen Ø 14- 16 mm	2	**AA -**
192313*	Schaumstoffeinsatz für 13 Röhrchen Ø 20- 25 mm	2	**AA -**
192315*	Schaumstoffeinsatz für Mikroplatten	2	**AA -**

* nur mit dem passenden Ständer verwendbar, nicht im Lieferumfang enthalten

Velp Vortex-Schüttler

Vollständige Palette mit Infrarotmodellen, die das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen verringern.

- **3 Jahre Garantie**

Modelle mit Infrarotsensor :

- **Manueller Modus mit Infraroterkennung, der das Schütteln ohne Druck aktiviert und das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen verringert**

Modell	Classic	Wizard	ZX3	ZX4	TX4
Schnittstellen	Analog				Digital
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 3000				
Orbit (mm)	4,5				
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich				Manuell, kontinuierlich oder Timer
Infrarot-Sensor	-	Ja	-	Ja	
Timer	-	-	-	-	1 s bis 999 min
Maße (L x T x H) (mm)	180 x 220 x 70		150 x 130 x 165		
Gewicht (kg)	2,2		2,7		
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH				
Schutzklasse	IP42				
Art. Nr.	**399005**	**399006**	**399045**	**399639**	**399057**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
399007	Schaumstoffhalter für 19 Mikroröhrchen 1,5/2 ml	**AA -**
399008	Schaumstoffhalter zum Ausschneiden	**AA -**
399009	Schaumstoffhalter für 5 Reagenzgläser Ø 16 mm	**AA -**
399010	Schaumstoffhalter für 1 Mikrotiterplatte	**AA -**
399011	Gummihalter Ø 50 mm für Kolben	**AA -**
399013	Halter für 4 Röhrchen Ø 29 mm	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com