Vortex-Schüttler mit Rack für große Kapazitäten

Vortex Schüttler Multi Reax



IP 30

- **Wird komplett mit einem Karussell mit 26 Röhrchen Ø 10-16 mm und einem Karussell mit 12 Röhrchen 16-32 mm geliefert**

Ersatzkarussells finden Sie auf www.milian.com

WEB

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	150 - 2000
Orbit (mm)	3
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 s bis 999 min
Maße (L x T x H) (mm)	270 x 410 x 272
Gewicht (kg)	9,8
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP30
Art. Nr.	**498644**
CHF	**AA -**

Vortex-Schüttler mit großer Kapazität Benchmixer XL und XLQ



Ideal für Pestizidanalysen nach QuEChERS.

- **Pulse-Funktion zum Schütteln schwieriger Proben**
- **2 Jahre Garantie**

Benchmixer XL Schüttler :

- **Geliefert mit Schaumstoffeinsatz für 50 Röhrchen Ø 12 mm**

Benchmixer XLQ Schüttler :

- **Geliefert mit horizontalem Schaumstoffeinsatz für 7 50-ml-Röhrchen, vertikalem Einsatz für 50 15-ml-Röhrchen und vertikalem Einsatz für 50 1,5- oder 2,0-ml-Röhrchen**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062520	Schaumstoffrack für 96 Röhrchen 0,5 ml oder Ø 8 mm	**AA -**
062521	Schaumstoffrack für 50 Mikroröhrchen 1,5/2 ml oder Ø 10 mm	**AA -**
062522	Schaumstoffrack für 50 Röhrchen Ø 12 mm	**AA -**
062523	Schaumstoffrack für 50 Röhrchen Ø 13 mm	**AA -**
062524	Schaumstoffrack für 50 Röhrchen 15 ml oder Ø 16,5 mm	**AA -**
062526	Schaumstoffrack für 15 Röhrchen Ø 25 mm	**AA -**
062525	Schaumstoffrack für 15 Röhrchen 50 ml oder Ø 29 mm	**AA -**
062804	Rack für 7 Röhrchen 50 ml horizontal	**AA -**
062527	Rack für 3 Mikrotiterplatten	**AA -**

Modell	Benchmixer XL	Benchmixer XLQ
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	500 - 2500	
Orbit (mm)	3,6	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 min bis 99h59 min	
Maße (L x T x H) (mm)	385 x 235 x 420	
Gewicht (kg)	13	
Nutzungsbedingungen	+4 bis +45 °C / 70 % RH	
Art. Nr.	**062519**	**062775**
CHF	**AA -**	**AA -**

Vortex-Schüttler mit großer Kapazität Ohaus



Je nach Modell

Ideal für Pestizidanalysen nach QuEChERS

- **Geliefert mit Schaumstoffeinsatz für 50 Röhrchen Ø 12 mm**

Digital Modelle :

- **Pulse-Funktion zum Schütteln schwieriger Proben**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
333750	Schaumstoffrack für 50 Mikroröhrchen 1,5/2 ml oder Ø 10 mm	**AA -**
333751	Schaumstoffrack für 50 Röhrchen Ø 12 mm	**AA -**
333752	Schaumstoffrack für 50 Röhrchen Ø 13 mm	**AA -**
333753	Schaumstoffrack für 50 Röhrchen Ø 16 mm	**AA -**
333755	Schaumstoffrack für 28 25-ml-Röhrchen	**AA -**
333754	Schaumstoffrack für 15 50-ml-Röhrchen	**AA -**
333756	Schaftverlängerungsset für hohe Röhrchen	**AA -**
333757	Baugruppe obere und untere Ersatzplatte	**AA -**

Modell	VXMTAL	VXMTDG
Schnittstellen	Analog	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	1200 - 2400	500 - 2500
Orbit (mm)	3,6	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0 bis 60s	1 s bis 9999 min
Maße (L x T x H) (mm)	384 x 241 x 406	
Gewicht (kg)	20,3	
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 85 % RH	
Art. Nr. roh Stahl	**333748**	**333749**
Art. Nr. lackierter Stahl	**333790**	**333791**
CHF	**AA -**	**AA -**