Vortex-Schüttler für Mikroplatten

Vortex-Schüttler MPS-1 Grant-bio



- **Leise: Geräuschpegel unter 50db**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 3200
Orbit (mm)	3
Standard-Kapazität	1 SBS-Mikroplatte
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 bis 60 min
Maße (L x T x H) (mm)	225 x 215 x 150
Gewicht (kg)	5,1
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**144813**
CHF	**AA -**
Komplettset (Vortex + 4 Racks)	**144814**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
144815	Halter für 24 Mikroröhrchen 1,5/2 ml	**AA -**
144816	Adapter für 32 Mikroröhrchen 0,5-ml	**AA -**
144817	Adapter für 24 Mikroröhrchen 0,5-ml 48 Mikroröhrchen 0,2 ml oder 6 PCR-Streifen	**AA -**
144818	Adapter für 96 Mikroröhrchen 0,2 ml oder 1 PCR-Platte mit halbem oder ohne Rand	**AA -**

Vortex-Schüttler für den Dauereinsatz IKA Matrix



- **Automatische Erkennung von Blöcken zur Bestimmung der Höchstgeschwindigkeit**
- **Schneller Wechsel von Adaptern**

Modell	Orbital Matrix
Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 3000
Orbit (mm)	3
Standard-Kapazität	1 SBS-Mikroplatte oder 1 Deepwell-Platte
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1s bis 6000 min
Maße (L x T x H) (mm)	200 x 120 x 320
Gewicht (kg)	7,2
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**260644**
CHF	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kapazität	CHF
260663	24 Mikroröhrchen 0,5 ml	**AA -**
260664	24 Mikroröhrchen 1,5 ml oder 2,0 ml	**AA -**
260665	1 PCR-Platte mit 96 Wells oder 96 Röhrchen 0,2 ml	**AA -**

Vortex-Schüttler für Mikroplatten



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 1500
Orbit (mm)	4,5
Standard-Kapazität	1 SBS-Mikroplatte
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	260 x 150 x 80
Gewicht (kg)	3
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**861013B**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
861025	Platte für 2 Mikroplatten	**AA -**