Vortex-Schüttler MixMate Eppendorf

- **Leise: Geräuschpegel unter 50db**
- **Anti-Spritzwasser-Technologie zur Begrenzung von Kreuzkontaminationen**
- **2D Mix-Control-Technologie für eine perfekt ebene Rührbewegung**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 3500
Orbit (mm)	3
Standard-Kapazität	1 SBS-Mikroplatte
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	15s bis 99h30 min
Maße (L x T x H) (mm)	170 x 230 x 130
Gewicht (kg)	4,2
Nutzungsbedingungen	+2 bis +40 °C / 75 % RH
Art. Nr.	**999576**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
033959	Rack für 96 PCR-Röhrchen, PCR-Streifen oder PCR-Platten mit 96 Wells, halbrand oder ohne Rand	**AA -**
033960	Rack für 24 Mikroröhrchen 0,5 ml	**AA -**
033961	Rack für 24 Mikroröhrchen 1,5/2ml	
999577	Rack für 8 konische Röhrchen von 5 oder 15 ml	**AA -**
999578	Rack für 24 konische Röhrchen von 25 oder 50 ml	**AA -**

Vortex-Schüttler für Mikrotiterplatten Ohaus

- **Geliefert mit einem Standardkopf und einem Halter für 1 Mikrotiterplatte**

Modell	VXMPAL	VXMPDG
Schnittstellen	Analog	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 3500	
Orbit (mm)	3,5	
Standard-Kapazität	1 SBS-Mikroplatte	
Betriebsarten	Manuell oder kontinuierlich	Manuell, kontinuierlich oder Timer
Timer	-	1s bis 160h
Maße (L x T x H) (mm)	267 x 137 x 114	
Gewicht (kg)	5,3	
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 85 % RH	
Art. Nr.	**192148**	**192147**
CHF	**AA -**	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
192296	Rack für 2 Mikrotiterplatten	**AA -**

Orbitalschüttler für Mikrotiterplatten PMS-1000i Grant-Bio

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	150 - 1200
Orbit (mm)	2
Standard-Kapazität	2 SBS-Mikroplatten
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1min bis 24h
Maße (L x T x H) (mm)	205 x 220 x 90
Gewicht (kg)	2
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**144206B**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
144207	Platte für 4 Mikroplatten	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com