Mehrstellen-Vortex-Schüttler für Mikrotiterplatten

Vortex-Schüttler für ELED-Mikroplatten

thermoscientific



➤ **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	150 - 1200
Orbit (mm)	2,5
Standard-Kapazität	4 Mikroplatten
Betriebsarten	Timer oder kontinuierlich
Timer / Programmierung	bis zu 99h 59 min
Maße (L x T x H) (mm)	383 x 260 x 145
Gewicht (kg)	12,8
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**229201**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
229129	Plattform für 6 Mikroplatten	**AA -**
229220	Adapter für 50 Mikroröhrchen 0,5-ml	**AA -**
229221	Block für 40 Zentrifugenröhrchen 15 ml	**AA -**
229222	Block für 21 Zentrifugenröhrchen 50 ml	**AA -**

Vortex-Schüttler für Mikrotiterplatten Orbit P4



Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1200
Orbit (mm)	3
Standard-Kapazität	4 SBS-Mikroplatten
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	30s bis 99 min
Maße (L x T x H) (mm)	168 x 279 x 153
Gewicht (kg)	4,3
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C / 85 % RH
Art. Nr.	**096502**
CHF	**AA -**

