Vortex-Schüttler für ClearLine Mikrotiterplatten

- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	200 - 1500
Orbit (mm)	3
Standard-Kapazität	4 SBS-Mikroplatten
Betriebsarten	Timer oder kontinuierlich
Timer / Programmierung	1 min bis 99 h
Maße (L x T x H) (mm)	333 x 298 x 120
Gewicht (kg)	5,5
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C
Art. Nr.	**060976CL**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062874	Adapter für 20 Mikroröhrchen 1,5/2,0 ml	**AA -**
062875	Adapter für 20 0,5-ml-Mikroröhrchen	**AA -**

Schüttler für Mikrotiterplatten Ohaus

- **Stufenweise Erhöhung der Rührgeschwindigkeit**
- **Kompatibel mit CO2-reichen Umgebungen**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1200
Orbit (mm)	3
Standard-Kapazität	4 Mikroplatten
Betriebsarten	Timer oder kontinuierlich
Timer / Programmierung	1s- 160h
Maße (L x T x H) (mm)	413 x 254 x 102
Gewicht (kg)	10,9
Nutzungsbedingungen	-10 bis +60 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**192112**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
192218	Halter für 70 Mikroröhrchen 1,5 oder 2,0 ml	**AA -**

Vortex-Schüttler für Mikrotiterplatten Genie

- **Pulse-Funktion zum Schütteln schwieriger Proben**

Vortex-Schüttler Multi-Mikroplatten Genie Digital

- **Optionales stapelbares Zusatztablett für eine Gesamtkapazität von 8 Mikrotiterplatten**

Modell	Genie Pulse Digital	Multi-Mikroplatte Genie Pulse Digital
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	500 - 3000	
Orbit (mm)	1	
Standard-Kapazität	1 SBS-Mikroplatte	4 SBS-Mikroplatten
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0,1s bis 99 min	
Maße (L x T x H) (mm)	165 x 165 x 165	335 x 240 x 165
Gewicht (kg)	2,75	
Nutzungsbedingungen	+0 bis +38 °C / 95 % RH	
Art. Nr.	**079128**	**079117**
CHF	**AA -**	**AA -**



079128

079117



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079069	Stapelbare Platte 4 Mikrotiterplatten für multi-Mikroplattenschüttler	**AA -**
079118	Kit für PCR-Platten mit halbem oder ohne Rand	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com