Vortex-Plattformschüttler

Ohaus Vortex-Plattformschüttler



- **Stufenweise Erhöhung der Rührgeschwindigkeit**
- **Kompatibel mit CO2-reichen Umgebungen**
- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1200
Orbit (mm)	3
Plattform-Maße (mm)	299 x 222
Maximale Belastung (kg)	3,6
Betriebsarten	Timer oder kontinuierlich
Timer / Programmierung	1s- 160h
Maße (L x T x H) (mm)	413 x 254 x 102
Gewicht (kg)	10,9
Nutzungsbedingungen	-10 bis +60 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**192111**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
192225	Plattform 218 x 297mm mit 2 Rollen	**AA -**
192218	Rack für 70 Mikroröhrchen 1,5/2,0ml	**AA -**
192219	Racks Für 63 Röhrchen Ø 10- 13 mm	**AA -**
192223	Rack für 35 Zentrifugenröhrchen 15 ml	**AA -**
192224	Rack für 12 Zentrifugenröhrchen 50 ml	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
192189	Edelstahlklemme für Erlenmeyer 50 ml	**AA -**
192190	Edelstahlklemme für Erlenmeyer 125 ml	**AA -**
192191	Edelstahlklemme für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
192192	Edelstahlklemme für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
192200	Edelstahlklammer für 500-ml-Flasche	**AA -**

Vortex-Schüttler mit hoher Plattformen Multi Vortex Genie und Vortex Genie Max



- **Gehäuse aus lackiertem Zink**

Multi Vortex Schüttler Genie

- **Lieferung mit Rollenplattform und 2 Racks für 12 Röhrchen bis Ø 29 mm**

Vortex-Schüttler Genie Max

- **Automatische Umkehrfunktion der Drehrichtung mit Beschleunigungskontrolle**
- **Pulse-Funktion für schrittweises Mischen**
- **Wird mit Rollenplattform geliefert**

Modell	Multi Vortex Genie	Vortex Genie Max
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	200 - 950	500 - 2000
Orbit (mm)	4	2,5
Plattform-Maße (mm)	240 x 280	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 bis 99 min	1 min bis 99h 59 min
Maße (L x T x H) (mm)	310 x 270 x 195	
Gewicht (kg)	11,3	10,4
Nutzungsbedingungen	0 bis 38 °C / 95 % RH	
Art. Nr.	**079075**	**079144**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079145	Rack für 10 Röhrchen bis Ø 29 mm	**AA -**
079146	Set mit 2 Racks für 10 Röhrchen bis Ø 29 mm	**AA -**
079147	Schaumstoffeinsatz für 2 Mikroplatten	**AA -**
079148	Set aus 2 Schaumstoffeinsätzen für 2 Mikroplatten	**AA -**

