Orbitalschüttler mittlere Last

Stuart-Orbitalschüttler SSM1 und SSL1



SSM1 standardmäßig mitgeliefert



SSL1

Schüttler SSM1
Wird mit einer rutschfesten Plattform geliefert.

Schüttler SSL1
Wird mit einer Plattform mit 4 Rollen geliefert.

Modell	SSM1	SSL1
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 300	
Orbit (mm)	16	
Plattform-Maße (mm)	220 x 200	335 x 335
Maximale Belastung (kg)	3	10
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 bis 999 min	
Maße (L x T x H) (mm)	240 x 300 x 140	360 x 420 x 270
Gewicht (kg)	5	11
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 80 % RH	
Art. Nr.	**090790**	**001344**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001345	510 x 510 mm Plattform mit 6 Rollen für SSL1	AA -
090791	220 x 220 mm Plattform mit 4 Rollen für SSM1	AA -
090792	Plattform 340 x 300 mm 8 Mikrotiterplatten für SSM1	AA -
090793	Transparenter Plexiglasdeckel für SSM1	AA -

Orbitalschüttler Orbital-Genie Mini-100 und Mini-300



079151



079149 + 2x 079164

Orbitalschüttler Mini-100
Wird mit rutschfester Plattform geliefert.

Orbitalschüttler Mini-300
Wird mit einer Plattform nach Wahl geliefert.

Modell	Mini-100	Mini-300		
Schnittstellen	Analog			
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 100	30 - 300		
Orbit (mm)	19			
Plattform-Maße (mm)	290 x 290	305 x 305		
Betriebsarten	Kontinuierlich			
Maße (L x T x H) (mm)	350 x 350 x 76			
Gewicht (kg)	3,5	10,25		
Nutzungsbedingungen	0 bis +38 °C / 95 % RH			
Wird mit Plattform geliefert	Rutschfest	mit Rollen	Universal für Klemmen	Rutschfest
Art. Nr.	**079149**	**079151**	**079152**	**079153**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079164	Stapelbare Plattform mit rutschfester Matte für Mini-100	AA -
079178	Stapelbare Plattform mit rutschfester Matte für Mini-300	AA -
079087	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	AA -
079088	Klammer für Erlenmeyer 150 ml	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079089	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	AA -
079090	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	AA -
079091	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	AA -
079092	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	AA -

Digitaler Orbitalschüttler SK-0330-PRO





- **RS232-Schnittstelle für die Fernsteuerung über einen Computer**
- **Wird mit einer Plattform mit 4 Rollen geliefert**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 500
Orbit (mm)	10
Plattform-Maße (mm)	300 x 300
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 min bis 19h59 min
Maße (L x T x H) (mm)	370 x 420 x 100
Gewicht (kg)	13,5
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**861019B**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
861024	Rutschfeste Plattform für Zellkulturen	AA -
861023	Universalplattform für Klemmen	AA -
861110	Klammer für Erlenmeyer 25 ml	AA -
861111	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	AA -
861063	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	AA -
861064	Klammer für Erlenmeyer 200/250 ml	AA -
861065	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	AA -