## Digital Orbitalschüttler Clearline

- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**
- **5 Jahre Garantie**

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | Touch |
| Geschwindigkeit (rpm) | 30 - 300 |
| Orbit (mm) | 19 |
| Plattform-Maße (mm) | 330 x 300 |
| Maximale Belastung (kg) | 6 |
| Betriebsarten | Kontinuierlich oder Timer |
| Timer | 1 min bis 99 h |
| Maße (L x T x H) (mm) | 280 x 430 x 75 |
| Gewicht (kg) | 11,25 |
| Nutzungsbedingungen | +4 bis +65 °C |
| **Art. Nr.** | **062819CL** |
| **CHF** | **AA -** |



### Plattformen

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **060968** | Dedizierte Plattform 5 Erlen 500 ml | **AA -** |
| **060969** | Dedizierte Plattform 8 Erlen 250 ml | **AA -** |
| **060970** | Dedizierte Plattform 12 Erlen 125 ml | **AA -** |
| **060971** | Dedizierte Plattform 4 Mikroplatten | **AA -** |
| **060972** | Gefederte Plattform | **AA -** |
| **060966** | Rutschfeste Matte 350 x 300 mm | **AA -** |

### Zubehör für die Plattform Magic Clamp

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **060962** | Magnetische Klammer für Erlenmeyer 50 ml | **AA -** |
| **060961** | Magnetische Klammer für Erlenmeyer 125 ml | **AA -** |
| **060960** | Magnetische Klammer für Erlenmeyer 250 ml | **AA -** |
| **060959** | Magnetische Klammer für Erlenmeyer 500 ml | **AA -** |
| **060958** | Magnetische Klammer für Erlenmeyer 1000 ml | **AA -** |
| **062647** | Einstellbare Magnetklemme für Erlenmeyer 125 bis 500 ml | **AA -** |
| **060963** | Rack für 30 Röhrchen 15 ml und 20 Röhrchen 50 ml | **AA -** |

## Ohaus Orbitalschüttler

- **Stufenweise Erhöhung der Geschwindigkeit, um Spritzer zu vermeiden**
- **Kompatibel mit CO2-reichen Umgebungen**
- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

| Modell | SHLD0415AL | SHLD0415DG |
|---|---|---|
| Schnittstellen | Analog | Digital |
| Geschwindigkeit (rpm) | 40 - 300 | |
| Orbit (mm) | 15 | |
| Plattform-Maße (mm) | 299 x 222 | |
| Maximale Belastung (kg) | 3,6 | |
| Betriebsarten | Kontinuierlich | Kontinuierlich oder Timer |
| Timer | - | 1s bis 160h |
| Maße (L x T x H) (mm) | 413 x 254 x 102 | |
| Gewicht (kg) | 10,9 | |
| Nutzungsbedingungen | 0 bis +40 °C / 80 % RH | -10 bis +60 °C / 80 % RH |
| **Art. Nr.** | **192110** | **192113** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** |



Je nach Modell

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **192225** | Plattform 218 x 297mm mit 2 Rollen | **AA -** |
| **192218** | Rack für 70 Mikroröhrchen 1,5/2,0ml | **AA -** |
| **192219** | Racks Für 63 Röhrchen Ø 10- 13 mm | **AA -** |
| **192223** | Rack für 35 Zentrifugenröhrchen 15 ml | **AA -** |
| **192224** | Rack für 12 Zentrifugenröhrchen 50 ml | **AA -** |

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **192189** | Edelstahlklemme für Erlenmeyer 50 ml | **AA -** |
| **192190** | Edelstahlklemme für Erlenmeyer 125 ml | **AA -** |
| **192191** | Edelstahlklemme für Erlenmeyer 250 ml | **AA -** |
| **192192** | Edelstahlklemme für Erlenmeyer 500 ml | **AA -** |
| **192200** | Edelstahlklammer für 500-ml-Flasche | **AA -** |

## Digitaler Orbitalschüttler Sea Star

- **Geliefert mit rutschfester Plattform und 8 elastischen Bändern**

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | Digital |
| Geschwindigkeit (rpm) | 20 - 300 |
| Orbit (mm) | 19 |
| Plattform-Maße (mm) | 279 x 279 |
| Maximale Belastung (kg) | 4,5 |
| Betriebsarten | Kontinuierlich oder Timer |
| Timer | 0 bis 74h59 min |
| Maße (L x T x H) (mm) | 314 x 310 x 197 |
| Nutzungsbedingungen | +2 bis +40 °C / 80 % RH |
| **Art. Nr.** | **320064B** |
| **CHF** | **AA -** |



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com