
Orbitalschüttler mittlere Last

Orbitalschüttler MS-NOR-30



- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**
- **Umkehrung der Drehrichtung möglich**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 200
Orbit (mm)	20
Plattform-Maße (mm)	300 x 300
Maximale Belastung (kg)	10
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 - 999 min
Maße (L x T x H) (mm)	260 x 310 x 130
Gewicht (kg)	7
Nutzungsbedingungen	RT. bis +40°C
Art. Nr.	**022057B**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022239	Stapelbare Plattform mit rutschfester Matte	**AA -**
022240	Matte mit Noppen 300 x 300 mm	**AA -**

Digitaler Orbitalschüttler

thermoscientific



- **Wird mit universeller Plattform für Klammern geliefert**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 500
Orbit (mm)	10
Plattform-Maße (mm)	310 x 284
Maximale Belastung (kg)	4,5
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	Bis zu 99h59 min
Maße (L x T x H) (mm)	383 x 284 x 130
Gewicht (kg)	14,4
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**229202**
CHF	**AA -**

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
229216	Plattform mit rutschfester Matte	**AA -**
229219	Plattform für 6 Mikroplatten	**AA -**
229208	Universelle Plattform	**AA -**
229204	Rutschfeste Matte 322 x 282 mm	**AA -**
229205	Matte mit Noppen 322 x 282 mm	**AA -**
229206	Elastisches Befestigungsband (zu 6)	**AA -**
229215	Rutschfeste Matte 14 x 14 cm	**AA -**
229207	Universal Befestigung	**AA -**

Klammern und Halterungen für die Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
229209	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	**AA -**
229210	Klammer für Erlenmeyer 100/ 125 ml	**AA -**
229211	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
229212	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
229213	Klammer für Erlenmeyer 1 l	**AA -**
229214	Klammer für Erlenmeyer 2 l	**AA -**
229220	Rack für 50 Röhrchen 1,5 ml	**AA -**
229221	Rack für 40 Röhrchen 15 ml	**AA -**
229222	Rack für 21 Röhrchen 50 ml	**AA -**

Orbitalschüttler Orbital-Genie



- **Wird mit einer Plattform nach Wahl geliefert**

Schnittstellen	Digital		
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 300		
Orbit (mm)	35		
Plattform-Maße (mm)	460 x 460		
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	1 min bis 99 h		
Maße (L x T x H) (mm)	590 x 500 x 241		
Gewicht (kg)	21		
Nutzungsbedingungen	0 bis +38 °C / 95 % RH		
Wird mit Plattform geliefert	Rutschfest	mit Rollen	Universal für Klemmen
Art. Nr.	**079084**	**079085**	**079086**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Halteklammern

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079087	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
079088	Klammer für Erlenmeyer 125/ 150 ml	**AA -**
079089	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
079090	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
079091	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**
079092	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079095	Ersatzrolle	**AA -**