Orbitale Schüttler Unimax Heidolph

➤ **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Modell	Unimax 1010	Unimax 2010
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 500	20 - 400
Orbit (mm)	10	20
Plattform-Maße (mm)	290 x 258	390 x 340
Maximale Belastung (kg)	5	10
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0 - 999 min	1 - 120 min
Maße (L x T x H) (mm)	320 x 375 x 125	426 x 435 x 135
Gewicht (kg)	8	16
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP40	IP20
Art. Nr.	**498618**	**498610**
CHF	**AA -**	**AA -**



Plattformen

Bezeichnung	Unimax 1010 Art. Nr.	Unimax 1010 CHF	Unimax 2010 Art. Nr.	Unimax 2010 CHF
Universalplattform für Klemmen	**498623**	**AA -**	**498614**	**AA -**
Stützrahmen für Rollen	**498627**	**AA -**	**498612***	**AA -**
Fixierungsrolle	**498628**	**AA -**	**498613**	**AA -**
Halterung für zusätzliche Ebene	-	-	**498611**	**AA -**

*** wird ohne Rollen geliefert, bitte separat bestellen.**



Halteklammern für Erlenmeyer

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498624	Klammer für Erlenmeyer 25 ml	**AA -**
498625	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	**AA -**
498626	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
498615	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
498616	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
498617	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**
499667	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	**AA -**

Inkubationskammer für Unimax 1010 -

Aufheizen der Plattform bis zu +65°C

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
498622	Heizmodul für die Inkubationskammer	**AA -**
498620	Niedrige Inkubationskammer (H. 163 mm)	**AA -**
498619	Hohe Inkubationskammer (H. 267 mm)	**AA -**
498621	XL-Inkubationskammer (H. 428 mm)	**AA -**

Orbitalschüttler KS 260 Basic und Control und KS 501 digital IKA

➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

➤ KS 260 Control

➤ **RS232-Anschluss für Fernsteuerung und Datenaufzeichnung**

Modell	KS 260 basic	KS 260 control	KS 501 digital
Schnittstellen	Analog	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 500	10 - 500	0 - 300
Orbit (mm)	10		30
Maximale Belastung (kg)	7,5		15
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	5 bis 50 min	1 bis 599 min	1 bis 55 min
Maße (L x T x H) (mm)	360 x 420 x 98		505 x 585 x 120
Gewicht (kg)	8,5	8,8	26
Nutzungsbedingungen	+5 bis +50 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP21		
Art. Nr.	**250041**	**250043**	**250140B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Plattformen für KS 260 basic und control

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250074	Rutschfeste Matte 320 x 320 mm	**AA -**
250045	Rollenplattform 320 x 320 mm	**AA -**
250208	Universalplattform für Klemmen 330 x 330 mm	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250186	Klammer für Erlenmeyer 25 ml	**AA -**
250187	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	**AA -**
250188	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
250189	Klammer für Erlenmeyer 200/ 250 ml	**AA -**
250190	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
250191	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**

Plattformen für KS 501 digital

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250327	Rutschfeste Plattform	**AA -**
250141	Rollenplattform	**AA -**
250328	Universalplattform für Klemmen	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com