Orbitalschüttler Schwerlast

Solaris-Orbitalschüttler SK 2000 und SK 4000



- **USB- und Ethernet-Anschluss zum Abrufen des Ereignisprotokolls und zur Programmübertragung**
- **Dreifach exzentrisches Antriebssystem**
- **Geräuschpegel unter 62dB**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	SK 2000	SK 4000
Schnittstellen	Touch	
Geschwindigkeit (rpm)	15 - 525	
Orbit (mm)	25,4	
Plattform-Maße (mm)	305 x 356	457 x 762
Maximale Belastung (kg)	25	43
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar	
Timer	0 bis 99h59 min	
Programmierbar	Bis zu 99 Programme	
Maße (L x T x H) (mm)	469 x 364 x 141	648 x 573 x 177
Gewicht (kg)	14,1	17,7
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH	
Art. Nr.	**229112**	**229113**
CHF	**AA -**	**AA -**



TIPP

Zusätzliches Zubehör (stapelbare Plattformen, Klammern, halb Racks...) finden Sie auf www.milian.com

Halteklammern

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078362	Mikroplatten-Klemme	AA -
078365	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	AA -
078366	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	AA -
078367	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	AA -
078368	Klammer für Erlenmeyer 300 ml	AA -
078369	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	AA -
078370	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	AA -
078371	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	AA -

Klebende Matte

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
047959	Selbstklebende Matte 9 x 9 in	AA -
079612	Selbstklebende Matte 5,5 x 5,5 in	AA -

Plattformen für Schüttler SK 2000

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
229114	Rutschfeste Matte 305 x 356 mm	AA -
229117	Rutschfeste Matte 457 x 457 mm	AA -
229120	Rutschfeste Matte 457 x 610 mm	AA -

Plattformen für Schüttler SK 4000

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
229114	Rutschfeste Matte 457 x 762 mm	AA -
229117	Rutschfeste Matte 610 x 914 mm	AA -

Racks für Reagenzgläser

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078403	Rack für 6 x 12 Röhrchen 10-13 mm	AA -
078404	Rack für 6 x 12 Röhrchen 14-16 mm	AA -
078405	Rack für 4 x 10 Röhrchen 17-20 mm	AA -
078406	Rack für 4 x 10 Röhrchen 21-25 mm	AA -
078407	Rack für 3 x 8 Röhrchen 26-30 mm	AA -
078517	Rack für 8 x 12 Mikroröhrchen 1,5 ml	AA -

Lauda Varioshake Orbitalschüttler



- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	VS 8 OE	VS 8 O	VS 15 O	VS 30 O
Schnittstellen	Analog	Digital		
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 500		20 - 300	20 - 250
Orbit (mm)	10		30	32
Plattform-Maße (mm)	330 x 330		450 x 450	676 x 540
Maximale Belastung (kg)	8		15	30
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer			
Timer	0 bis 60 min	1 min bis 99h59 min		
Maße (L x T x H) (mm)	350 x 375 x 160	350 x 355 x 160	480 x 497 x 160	705 x 607 x 160
Gewicht (kg)	11		19,5	34
Nutzungsbedingungen	+10 bis +60 °C	+10 bis +50 °C / 70 % RH		
Schutzklasse	IP 20			
Art. Nr.	**910984**	**910652**	**910654**	**910985**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
910980	Rutschfeste Matte 200 x 200 mm	AA -
910659	Klammer für Erlenemeyer 25 ml	AA -
910660	Klammer für Erlenemeyer 50 ml	AA -
910661	Klammer für Erlenemeyer 100 ml	AA -
910662	Klammer für Erlenemeyer 200 ml	AA -
910844	Klammer für Erlenmeyer 250-300 ml	AA -
910663	Klammer für Erlenemeyer 500 ml	AA -
910664	Klammer für Erlenemeyer 1000 ml	AA -
910888	Klammer für Erlenemeyer 2000 ml	AA -
910885	Rack für 24 Röhrchen 12-17mm h.75-160 mm	AA -
910884	Rack für 16 Röhrchen 25-29mm h.75-160 mm	AA -
910910	Adapter für Mikroplatten	AA -

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
910656	Rutschfeste Plattform für VS 8 O	AA -
910655	Universalplattform für Klemmen für VS 8 O	AA -
910825	Rollenplattform für VS 8 O	AA -
910847	Rutschfeste Plattform für VS 15 O	AA -
910657	Universalplattform für Klemmen für VS 15 O	AA -
910658	Rollenplattform für VS 15 O	AA -
910886	Universalplattform für Klemmen für VS 30 O	AA -
910986	Rollenplattform für VS 30 O	AA -