Kompakter Orbitalschüttler KS 15 A und KS 15 A control

- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

KS 15 A control

- **Touch-Controller auch mit Handschuhen bedienbar**
- **Anzeige von Datum und Uhrzeit**
- **Programmierfunktionen mit Startzeitvorwahl**
- **Programmierbare Rührrichtung für besseres Schütteln**
- **Speichern von Daten**

Modell	KS 15A	KS 15 A control
Schnittstellen	Analog	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 420	
Orbit (mm)	17	
Plattform-Maße (mm)	400 x 300	
Maximale Belastung (kg)	15	
Betriebsarten	Timer oder kontinuierlich	Timer, Programme oder kontinuierlich
Timer	0 - 120 min	0 - 99h 59 min 59s
Programmierbar	-	10 Programme / 10 Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	510 x 490 x 150	
Gewicht (kg)	18	19
Nutzungsbedingungen	+5 bis +50 °C / 85 % RH	
Schutzklasse	IP21	
Art. Nr.	**497035**	**497071**
CHF	**AA -**	**AA -**

NEU

IP 21

Je nach Modell



Inkubationsmodul für SM 30 A

Zum Aufsetzen auf den Schüttler für die Umwandlung in einen Inkubator-Schüttler;

Temperatur	RT. +5 bis +50 °C
Temperaturgenauigkeit	± 1 %
Innenmaße (B x T x H)(mm)	490 x 410 x 310
Außenmaße (B x T x H)(mm)	510 x 450 x 455
Gewicht (kg)	21
Art. Nr.	**497068**
CHF	**AA -**



Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497072	Plattform 400 x 275mm mit 3 Rollen	**AA -**
497073	Universalplattform 430 x 300 mm für Klammern	**AA -**

Zubehör für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497015	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
497016	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
497017	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
497018	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**

TIPP

Buehler Orbitalschüttler für Lasten bis zu 30 kg finden Sie auf Seite 1468



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com