Orbitalschüttler Schwerlast

Innova Eppendorf Orbitalschüttler

- **Akustischer Alarm bei Abweichung der Geschwindigkeit um mehr als 5 rpm vom Zielwert**
- **Gegenläufiger, dreifach exzentrischer Motor zur Minimierung von Vibrationen und Wartungsaufwand**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

eppendorf

NEU



M11910012



M11940012

Modell	Innova 2000	Innova 2050	Innova 2100	Innova 2150	Innova 2300		Innova 2350	
Schnittstellen	Digital							
Geschwindigkeit (rpm)	25 - 500				25 - 300		25 - 400	25 - 300
Orbit (mm)	19				25	51	25	51
Plattform-Maße (mm)	330 x 280	410 x 310	460 x 460	610 x 460	760 x 460		910 x 610	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer							
Timer	0,1 bis 99,9 h							
Maße (L x T x H) (mm)	355 x 370 x 146	430 x 370 x 146	480 x 555 x 163	601 x 591 x 163	762 x 566 x 163		914 x 610 x 163	
Gewicht (kg)	15	16	34	36	48		52	
Nutzungsbedingungen	0 bis +60 °C / 90 % RH							
Art. Nr.	**M11900002**	**M11900012**	**M11940002**	**M11940012**	**M11910002**	**M11910022**	**M11910012**	**M11910032**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Für Modell		Innova 2000	Innova 2050	Innova 2100	Innova 2150	Innova 2300		Innova 2350	
Universalplattform für Klemmen	Art. Nr.	M10010240	M11909900	M12509902	M11949912	M12509920		PTL393	
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -		AA -	
Rollenplattform	Art. Nr.	AG2UT	M11909907	M11949909	M11949921	-	-	-	-
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	-	-	-	-
Rutschfeste Plattform	Art. Nr.	AG200	M11909908	M11949910	M11949922	AG00		-	-
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -		-	-
Datenaufzeichnungskit	Art. Nr.	M11909909		M11949924					
	CHF	AA -		AA -					

Dedizierte Plattformen mit Klemme

Modell	Innova 2000			Innova 2050			Innova 2100		
	Art. Nr.	Kapazität	CHF	Art. Nr.	Kapazität	CHF	Art. Nr.	Kapazität	CHF
Für Erlenmeyer 25 ml	M11909919	32	AA -	M11909902	48	AA -	-	-	-
Für Erlenmeyer 50 ml	M11909915	20	AA -	M11909903	35	AA -	M11949903	64	AA -
Für Erlenmeyer 125 ml	M11909916	12	AA -	M11909904	20	AA -	M11949904	34	AA -
Für Erlenmeyer 250 ml	M11909917	8	AA -	M11909905	12	AA -	M11949905	25	AA -
Für Erlenmeyer 500 ml	M11909918	6	AA -	M11909906	8	AA -	M11949906	16	AA -
Für Erlenmeyer 1 l	-	-	-	M11909911	6	AA -	M11949907	9	AA -

Modell	Innova 2150			Innova 2300			Innova 2350		
	Art. Nr.	Kapazität	CHF	Art. Nr.	Kapazität	CHF	Art. Nr.	Kapazität	CHF
Für Erlenmeyer 50 ml	M11949915	80	AA -	M11919908	108	AA -	-	-	-
Für Erlenmeyer 125 ml	M11949916	48	AA -	M11919909	60	AA -	M11919912	96	AA -
Für Erlenmeyer 250 ml	M11949917	35	AA -	M11919910	40	AA -	M11919913	70	AA -
Für Erlenmeyer 500 ml	M11949918	20	AA -	M11919911	24	AA -	M11919914	40	AA -
Für Erlenmeyer 1 l	M11949919	12	AA -	AG1	15	AA -	-	-	-
Für Erlenmeyer 2 l	-	-	-	AG2	12	AA -	-	-	-



Zubehör und Klemmen finden Sie auf milian.com