OHAUS Orbitalschüttler für schwere Lasten

- **Stufenweise Erhöhung der Geschwindigkeit, um Spritzer zu vermeiden**
- **Kompatibel mit CO2-reichen Umgebungen**
- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**



192101

192109



Modell	SHHD1619AL	SHHD1619DG	SHHD2325AL	SHHD2325DG	SHHD4525DG	SHHD4550DG	SHHD6825DG	SHHD6850DG
Schnittstellen	Analog	Digital	Analog	Digital				
Geschwindigkeit (rpm)	250 - 500	15 - 500	250 - 500	20 - 500	15 - 500	15 - 300	15 - 500	15 - 300
Orbit (mm)	19		25			51	25	51
Plattform-Maße (mm)	279 x 330		457 x 610		610 x 610		610 x 910	
Maximale Belastung (kg)	16		22,7		45,5		68	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer							
Timer	1 bis 120 min	1s bis 160h	1 bis 120 min	1s bis 160h				
Maße (L x T x H) (mm)	413 x 355 x 149		610 x 678 x 149		729 x 678 x 170		744 x 914 x 170	
Gewicht (kg)	21,8		49		90,3		103,9	
Nutzungsbedingungen	0 bis +40 °C	-10 bis +60 °C	0 bis +40 °C	-10 bis +60 °C / 80 % RH				
Art. Nr.	**192100**	**192101**	**192104**	**192105**	**192106**	**192107**	**192108**	**192109**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zusätzliche Plattformen

Für Modell		SHHD1619AL SHHD1619DG				SHHD2325AL SHHD2325DG		SHHD4525DG SHHD4550DG	SHHD6825DG SHHD6850DG
Plattform-Maße	(mm)	280 x 330	330 x 330	460 x 460	610 x 460	610 x 460	760 x 460	610 x 610	910 x 610
Universalplattform für Klemmen	**Art. Nr.**	**192156**	**192157**	**192158***	**192159***	**192159**	**192161**	**192160**	**192162**
	CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Rollenplattform	**Art. Nr.**	-	-	**192171**	-	**192172**	**192173****	**192174****	**192175****
	CHF	-	-	**AA -**	-	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Rutschfeste Plattform	**Art. Nr.**	-	-	**192169***	**192170***	**192170**	-	-	-
	CHF	-	-	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-	-

* Stapelbar mit einem stapelbaren Tablett mit denselben Abmessungen, Verwendung mit den Abstandshaltern Art. Nr. 192155
** Mit erhöhten Rollen, speziell für hohe Behälter geeignet

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
192155	Abstandshalter zum Stapeln	**AA -**
192218	Rack für 70 Mikroröhrchen 1,5/2,0ml	**AA -**
192219	Racks Für 63 Röhrchen Ø 10- 13 mm	**AA -**
192223	Rack für 35 Zentrifugenröhrchen 15 ml	**AA -**
192224	Rack für 12 Zentrifugenröhrchen 50 ml	**AA -**
192200	Edelstahlklammer für 500-ml-Flasche	**AA -**
192201	Edelstahlklammer für 500-ml-Flasche	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
192189	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	**AA -**
192190	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	**AA -**
192191	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
192192	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
192193	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**
192194	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	**AA -**
192199	Klammer für Erlenmeyer 6000 ml	**AA -**



Zubehör (spezielle Plattformen, Klammern, etc.) finden Sie auf milian.com

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com