Orbitalschüttler & Hin- und Her-Schüttler

Orbitalschüttler und/oder Hin- und Her-Schüttler SM 30 und SM 30 control



- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Kombinierte Orbital-/Hin- und Her-Schüttler SM 30 C

- **Bewegung wählbar zwischen orbital und hin- und hergehend**

Schüttler Typ Control

- **Touch-Controller auch mit Handschuhen bedienbar**
- **Anzeige von Datum und Uhrzeit**
- **Programmierfunktionen mit Startzeitvorwahl**
- **Programmierbare Rührrichtung für besseres Schütteln**
- **Speichern von Daten**

Modell	SM 30A	SM 30B	SM 30 C	SM 30 A control	SM 30 B control	SM 30 C control
Bewegung-Typ	Orbital	Hin und her	Kombiniert	Orbital	Hin und her	Kombiniert
Schnittstellen	Analog			Digital		
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 300			15 - 300		
Amplitude (mm)	26	30	26	26	30	26
Plattform-Maße (mm)	560 x 400					
Maximale Belastung (kg)	30					
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer			Kontinuierlich, Timer oder programmierbar		
Timer	0 - 120 min			0 - 99h 59 min 59s		
Programmierbar	-			10 Programme / 10 Schritte		
Maße (L x T x H) (mm)	680 x 610 x 160					
Gewicht (kg)	33					
Nutzungsbedingungen	+5 bis +50 °C / 85 % RH					
Schutzklasse	IP21					
Art. Nr.	**497046**	**497062**	**497028**	**497032**	**497060**	**497063**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Inkubationsmodul für SM 30 A

Kann auf den Schüttler aufgesetzt werden, um ihn in einen Schüttelinkubator umzuwandeln; mit interner Beleuchtung und UV-Dekontaminationslampe ausgestattet.



Temperatur	RT. +5 bis +50 °C
Temperaturgenauigkeit	± 1 %
Innenmaße (B x T x H)(mm)	660 x 540 x 430
Außenmaße (B x T x H)(mm)	680 x 610 x 560
Gewicht (kg)	33
Art. Nr.	**497049**
CHF	**AA -**

Zubehör für Combifix

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497050	Zusätzliche Haltewalze	**AA -**
497052	Klemmenset für Scheidetrichter	**AA -**
497053	Haltefeder für Stopfen von Ampullen	**AA -**
497022	Racks Für 68 Röhrchen Ø 14 mm	**AA -**
497023	Racks Für 44 Röhrchen Ø 16 mm	**AA -**
497024	Racks Für 44 Röhrchen Ø 18 mm	**AA -**
497025	Racks Für 14 Röhrchen Ø 30 mm	**AA -**

Zubehör Inkubationsmodul

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497059	Nicht schüttelbares Tablett 365 x 558 mm	**AA -**

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497029	Combifix-Plattform mit 5 Standardrollen	**AA -**
497034	Combifix-Plattform mit 4 hohen Rollen	**AA -**
497054	Combifix-Plattform mit 2 Rollen für Ampullen	**AA -**
497033	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
497055	Universalplattform 2 Ebenen h.300 mm	**AA -**

Schiebeplatten für 2-stöckige Plattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497048	Schiebeplatte mit 5 Standardrollen	**AA -**
497057	Schiebeplatte mit 4 hohen Rollen	**AA -**
497058	Schiebeplatte mit 2 Rollen für Ampulle	**AA -**
497056	Universelle Schiebeplatte für Klammern	**AA -**

Zubehör für universelle Plattformen und Schiebeplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497012	Klammer für Erlenmeyer 10 ml	**AA -**
497013	Klammer für Erlenmeyer 25 ml	**AA -**
497014	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	**AA -**
497015	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
497016	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
497017	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
497018	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**
497019	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	**AA -**
497020	Klammer für Erlenmeyer 3000 ml	**AA -**
497021	Klammer für Erlenmeyer 5000 ml	**AA -**
497026	Halterung zur Befestigung von Racks*	**AA -**

* Ermöglicht die Befestigung von Racks für Röhrchen (siehe Zubehör für Combifix)