Orbital- und Vibrationsschüttler PSU-20i Grant-Bio

- **3 Arten von Bewegungen :**
  - **Klassische Orbitalbewegung**
  - **„Reziproke“ Orbitalbewegung: Lauf von 0 bis 360° auf der Orbit mit Richtungsumkehr**
  - **Vibrierende Bewegung : 0 bis 5° je nach Orbit, mit Puls bis zu 5s**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**



Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 250
Orbit (mm)	20
Maximale Belastung (kg)	8
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 min bis 96 h
Maße (L x T x H) (mm)	410 x 410 x 130
Gewicht (kg)	13
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C
Art. Nr.	**144580**
CHF	**AA -**

WEB **Plattformen finden Sie auf milian.com**

Kombinierter Orbital- & Hin- und Her-Schüttler KL 2 Edmund Buehler

- **Bewegung wählbar zwischen orbital und hin- und hergehend**
- **Wird mit einer Plattform mit 3 Rollen geliefert**



Bewegung-Typ	& Kombiniert
Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 420
Orbit (mm)	8
Plattform-Maße (mm)	300 x 300
Maximale Belastung (kg)	2
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	0 bis 120 min
Maße (L x T x H) (mm)	355 x 455 x 195
Gewicht (kg)	13,5
Nutzungsbedingungen	+5 bis +50 °C / 85 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**497030**
CHF	**AA -**

WEB **Zubehör (zusätzliche Rollen, Röhrchengestelle...) finden Sie auf milian.com**

Hin- und Herschüttler

Kahns Hin- und Herschüttler

- **Wird ohne Rack geliefert, mit einem Rack nach Wahl zu ergänzen**



Modell	AVK15	AVK60
Schnittstellen	Analog	
Geschwindigkeit (rpm)	280 fest*	
Amplitude (mm)	25	
Maximale Belastung (kg)	1,2	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	15 min	60 min
Maße (L x T x H) (mm)	360 x 420 x 270	
Gewicht (kg)	11	
Art. Nr.	**024016**	**024017**
CHF	**AA -**	**AA -**

* Geschwindigkeit bei einer Last von 1,2 kg, bei einer geringeren Last ist die Geschwindigkeit höher

WEB **Packungen mit Geräte + Racks finden Sie auf milian.com**

Racks für Röhrchen stehend

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
024004	Racks Für 30 Röhrchen Ø 13,5 mm	**AA -**
024005	Racks Für 60 Röhrchen Ø 13,5 mm	**AA -**
024006	Racks Für 24 Röhrchen Ø 16,5 mm	**AA -**
024007	Racks Für 8 Röhrchen Ø 33 mm	**AA -**
024008	Racks Für 8 Röhrchen Ø 35,5 mm	**AA -**

Racks für Röhrchen stehend

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
024009	Racks Für 30 Röhrchen Ø 13,5 mm	**AA -**
024010	Racks Für 60 Röhrchen Ø 13,5 mm	**AA -**
024011	Racks Für 24 Röhrchen Ø 16,5 mm	**AA -**
024012	Racks Für 8 Röhrchen Ø 33 mm	**AA -**

Deckel

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
024018	Deckel aus Metacrylat	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com