# Hin- und Herschüttler

## Hin- und Her-Schüttler SSL 2 Stuart



- **Wird mit einer Plattform mit 4 Rollen geliefert**
- **Geeignet für CO2-reiche Umgebungen**

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | Digital |
| Geschwindigkeit (rpm) | 5 - 250 |
| Amplitude (mm) | 20 |
| Plattform-Maße (mm) | 335 x 335 |
| Maximale Belastung (kg) | 10 |
| Betriebsarten | Kontinuierlich oder Timer |
| Timer | 1 bis 999 min |
| Maße (L x T x H) (mm) | 360 x 420 x 270 |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Nutzungsbedingungen | +4 bis +40 °C / 80 % RH |
| **Art. Nr.** | **001346** |
| **CHF** | **AA -** |

## Digitaler Hin- und Her-Schüttler SK-L330-PRO



- **RS232-Schnittstelle für die Fernsteuerung über einen Computer**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | Digital |
| Geschwindigkeit (rpm) | 100 - 350 |
| Amplitude (mm) | 10 |
| Maximale Belastung (kg) | 7,5 |
| Betriebsarten | Kontinuierlich oder Timer |
| Timer | 1 min bis 19h59 min |
| Maße (L x T x H) (mm) | 370 x 420 x 100 |
| Gewicht (kg) | 13 |
| Nutzungsbedingungen | +5 bis +40 °C / 80 % RH |
| Schutzklasse | IP21 |
| **Art. Nr.** | **861020B** |
| **CHF** | **AA -** |

### Plattformen

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **861022** | Plattform mit 4 Rollen | **AA -** |
| **861024** | Rutschfeste Plattform für Zellkulturen | **AA -** |
| **861023** | Universalplattform für Klemmen | **AA -** |

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **861110** | Klammer für Erlenmeyer 25 ml | **AA -** |
| **861111** | Klammer für Erlenmeyer 50 ml | **AA -** |
| **861063** | Klammer für Erlenmeyer 100 ml | **AA -** |
| **861064** | Klammer für Erlenmeyer 200/250 ml | **AA -** |
| **861065** | Klammer für Erlenmeyer 500 ml | **AA -** |

## Hin- und Herschüttler Pro 30



- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | Analog |
| Geschwindigkeit (rpm) | 6 - 150 |
| Amplitude (mm) | 10 |
| Plattform-Maße (mm) | 300 x 330 |
| Maximale Belastung (kg) | 5 |
| Betriebsarten | Kontinuierlich oder Timer |
| Timer | 20 bis 120 min |
| Maße (L x T x H) (mm) | 255 x 320 x 160 |
| Nutzungsbedingungen | +4 bis +70 °C |
| **Art. Nr.** | **096537** |
| **CHF** | **AA -** |

### Plattformen

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **096539** | Rutschfeste Plattform | **AA -** |
| **096540** | Rutschfeste Doppelplattform | **AA -** |
| **096541** | Gefederte Plattform | **AA -** |
| **096542** | Universalplattform für Klemmen | **AA -** |

### Klemmen

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **096543** | Klammer für Erlenmeyer 125 ml | **AA -** |
| **096544** | Klammer für Erlenmeyer 250 ml | **AA -** |
| **096545** | Klammer für Erlenmeyer 500 ml | **AA -** |
| **096546** | Klammer für Erlenmeyer 1000 ml | **AA -** |