3D-Schüttler Geschwindigkeit und fester Winkel

3D-Schüttler IKA Rocker 3D Basic



➤ **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Modell	Rocker 3D basic
Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	30 fest
Rührwinkel	8 °
Plattform-Maße (mm)	245 x 245
Maximale Belastung (kg)	2
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	280 x 330 x 165
Gewicht (kg)	2,2
Nutzungsbedingungen	+4 bis +50 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**250279**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250282	Noppen-Matte	**AA -**
250283	Matte für 28 Röhrchen 5 ml Ø 12 mm	**AA -**
250284	Matte für 16 Röhrchen 15 ml Ø 16 mm	**AA -**
250285	Matte für 14 Röhrchen 30 ml Ø 25 mm	**AA -**
250286	Matte für 10 Röhrchen 50 ml Ø 28 mm	**AA -**
250287	Gestapelte Plattform ohne Matte	**AA -**
250281	Rutschfeste Matten	**AA -**

3D-Schüttler mit festem Winkel und fester Geschwindigkeit BlotBoy und BioMixer



➤ **Wird mit rutschfester Plattform und Noppenmatte geliefert**

➤ **2 Jahre Garantie**

Modell	Mini BlotBoy	BlotBoy	MiniMixer	BioMixer
Schnittstellen	Analog			
Geschwindigkeit (rpm)	10 fest		20 fest	
Rührwinkel	8 °		20 °	
Plattform-Maße (mm)	270 x 190	300 x 300	270 x 190	300 x 300
Maximale Belastung (kg)	1,6		2	
Betriebsarten	Kontinuierlich			
Maße (L x T x H) (mm)	270 x 190 x 200	300 x 300 x 210	270 x 190 x 200	300 x 300 x 210
Gewicht (kg)	2			
Nutzungsbedingungen	+4 bis +50 °C		+4 bis +65 °C	
Art. Nr.	**060908**	**060914**	**060909**	**060915**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060904	Rutschfeste, stapelbare Plattform für BlotBoy	**AA -**
060905	Stapelbare Plattform mit Noppen für BlotBoy	**AA -**
060910	Rutschfeste, stapelbare Plattform für Mini BlotBoy	**AA -**
060911	Stapelbare Plattform mit Noppen für Mini BlotBoy	**AA -**

3D-Schüttler mit festem Winkel und fester Geschwindigkeit Enduro Mini-Mix und GyroMini



096566



096615

➤ **Wird mit rutschfester Plattform oder Noppenplattform geliefert**

Modell	GyroMini	Enduro Mini-Mix
Geschwindigkeit (rpm)	24 fix	18 fix
Rührwinkel	20 °	5 °
Plattform-Maße (mm)	200 x 165	
Maximale Belastung (kg)	0,8	
Betriebsarten	Kontinuierlich	
Maße (L x T x H) (mm)	241 x 172 x 152	
Gewicht (kg)	0,88	
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C	
Art der Plattform	Rutschfest	Mit Noppen
Art. Nr.	**096566**	**096615**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096616	Mini Blot Box 91 x 66 mm Volumen 3-5 ml	**AA -**
096618	Blot box 117 x 89 mm Volumen 6-10 ml	**AA -**