3D-Schüttler verstellbarer Winkel

3D-Schüttler mit verstellbarem Winkel ELED



- **Lieferung mit rutschfester Plattform, Noppenmatte und 6 elastischen Haltebändern**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 120
Rührwinkel	1 bis 12 °
Plattform-Maße (mm)	316 x 276
Maximale Belastung (kg)	9,8
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	Bis zu 99h59 min
Maße (L x T x H) (mm)	383 x 295 x 224
Gewicht (kg)	13,5
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 85 % RH
Art. Nr.	**229200**
CHF	**AA -**

3D-Schüttler mit verstellbarem Winkel BenchRocker 3D



- **Wird mit rutschfester Plattform und Noppenmatte geliefert**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	2 - 30
Rührwinkel	0 bis 30 °
Plattform-Maße (mm)	300 x 300
Maximale Belastung (kg)	2,3
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	300 x 300 x 200
Gewicht (kg)	3,4
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C
Art. Nr.	**060928**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060904	Rutschfeste, stapelbare Zusatzplattform	**AA -**
060905	Zusätzliche stapelbare Plattform mit Noppen	**AA -**

3D-Schüttler GyroTwister



- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	3 - 60
Rührwinkel	Bis zu 10 °
Plattform-Maße (mm)	300 x 300
Maximale Belastung (kg)	5
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	20 bis 120 min
Maße (L x T x H) (mm)	330 x 352 x 210
Gewicht (kg)	6,6
Nutzungsbedingungen	+4 bis +70 °C
Art. Nr.	**096560**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096561	Rutschfeste Matte 300 x 300 mm	**AA -**
096562	Rutschfeste Matte 400 x 400 mm	**AA -**
096563	Rutschfeste Matte 500 x 500 mm	**AA -**
096564	Matte mit Noppen 300 x 300 mm	**AA -**
096565	Gummibänder	**AA -**