IKA 3D Schüttler Rocker 3D Digital

➤ **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Modell	Digitaler 3D-Rocker
Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 80
Rührwinkel	0 bis 15 °
Plattform-Maße (mm)	245 x 245
Maximale Belastung (kg)	2
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1s bis 99h59 min
Maße (L x T x H) (mm)	280 x 330 x 185
Gewicht (kg)	2,3
Nutzungsbedingungen	+4 bis +50 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**250280**
CHF	**AA -**



250280 + 250282 + 250283

Zubehör

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
250282	Noppen-Matte	**AA -**
250283	Matte für 28 Röhrchen 5 ml Ø 12 mm	**AA -**
250284	Matte für 16 Röhrchen 15 ml Ø 16 mm	**AA -**
250285	Matte für 14 Röhrchen 30 ml Ø 25 mm	**AA -**
250286	Matte für 10 Röhrchen 50 ml Ø 28 mm	**AA -**
250287	Gestapelte Plattform ohne Matte	**AA -**
250281	Rutschfeste Matten	**AA -**

3D-Schüttler mit verstellbarem Winkel Benchwaver

➤ **Rührwinkel über Schnittstelle einstellbar**

➤ **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 105
Rührwinkel	0 bis 10 °
Plattform-Maße (mm)	343 x 330
Maximale Belastung (kg)	9
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 min bis 99 h
Maße (L x T x H) (mm)	330 x 343 x 247,5
Gewicht (kg)	5,5
Nutzungsbedingungen	+2 bis +60 °C
Art. Nr.	**062648**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
062691	Zusätzliche stapelbare Plattform	**AA -**
062692	Gerillte Matte für Röhrchen	**AA -**

3D-Schüttler mit verstellbarem Winkel Stuart SSM3 und SSL3

➤ **Manuell einstellbarer Rührwinkel**

➤ **Geliefert mit einer rutschfesten Plattform**

Modell	SSM3	SSL3
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 70	
Rührwinkel	3 bis 12 °	
Plattform-Maße (mm)	235 x 235	355 x 355
Maximale Belastung (kg)	3	10
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 bis 9999 min	
Maße (L x T x H) (mm)	240 x 300 x 165	360 x 420 x 170
Gewicht (kg)	5	10
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH	
Art. Nr.	**090786**	**090775**
CHF	**AA -**	**AA -**



090786 + 090787

Set für zusätzliche Ebenen

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
090787	Set mit 2 gestapelten Plattformen für SSM3 h.125 mm	**AA -**
090776	Set mit 2 gestapelten Plattformen für SSL3 h.125 mm	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com