Rocker-Schüttler mit verstellbarem Winkel

Rocker Schüttler Everlast



- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	3 - 80
Rührwinkel	0 bis 20 °
Plattform-Maße (mm)	405 x 300
Maximale Belastung (kg)	7
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	405 x 330 x 153
Gewicht (kg)	9
Nutzungsbedingungen	0 bis +65 °C
Art. Nr.	**060996**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060997	Stapelbare Plattform	**AA -**

Rocker-Schüttler mit verstellbarem Winkel BenchRocker 2D



- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	2 - 30
Rührwinkel	0 bis 30 °
Plattform-Maße (mm)	300 x 300
Maximale Belastung (kg)	2,3
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	300 x 300 x 200
Gewicht (kg)	3,4
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C
Art. Nr.	**060927**
CHF	**AA -**

Rocker Schüttler II



- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	3 - 25
Rührwinkel	0 bis 20 °
Plattform-Maße (mm)	300 x 300
Maximale Belastung (kg)	2,7
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	305 x 305 x 178
Gewicht (kg)	5,9
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C
Art. Nr.	**215018**
CHF	**AA -**

Schüttler Rocker 35 EZ



- **Manuell einstellbarer Rührwinkel**
- **Wird mit einer oder zwei rutschfesten, stapelbaren Plattformen geliefert**

Modell	1 Plattform	2 Plattformen
Schnittstellen	Analog	
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 120	
Rührwinkel	Bis zu 20 °	
Plattform-Maße (mm)	350 x 350	
Maximale Belastung (kg)	5	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	10 bis 120 min	
Maße (L x T x H) (mm)	360 x 360 x 170	360 x 360 x 170
Gewicht (kg)	6,57	7,8
Nutzungsbedingungen	-10 bis +70 °C / 85 % RH	
Art. Nr.	**096785**	**096786**
CHF	**AA -**	**AA -**