Rocker-Schüttler mit verstellbarem Winkel ELED

- **Lieferung mit rutschfester Plattform, Noppenmatte und 6 elastischen Haltebändern**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	1 - 70
Rührwinkel	1 bis 15 °
Plattform-Maße (mm)	322 x 282
Maximale Belastung (kg)	4,5
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	Bis zu 99h59 min
Maße (L x T x H) (mm)	390 x 292 x 206
Gewicht (kg)	13,5
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 85 % RH
Art. Nr.	**229199**
CHF	**AA -**



Rocker-Schüttler IKA Rocker 2D Basic und Digital

- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Modell	Rocker 2D Basic	Rocker 2D Digital
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 80	0 - 80
Rührwinkel	8 °	0 bis 15 °
Plattform-Maße (mm)	245 x 245	
Maximale Belastung (kg)	2	
Betriebsarten	Kontinuierlich	Kontinuierlich oder Timer
Timer	-	1 s bis 99h59 min
Maße (L x T x H) (mm)	280 x 330 x 150	
Gewicht (kg)	2,2	
Nutzungsbedingungen	+4 bis +50 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP21	
Art. Nr.	**250277**	**250278**
CHF	**AA -**	**AA -**

Je nach Modell



250277



250278

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250282	Noppen-Matte	**AA -**
250283	Matte für 28 Röhrchen 5 ml Ø 12 mm	**AA -**
250284	Matte für 16 Röhrchen 15 ml Ø 16 mm	**AA -**
250285	Matte für 14 Röhrchen 30 ml Ø 25 mm	**AA -**
250286	Matte für 10 Röhrchen 50 ml Ø 28 mm	**AA -**
250287	Gestapelte Plattform ohne Matte	**AA -**
250281	Rutschfeste Matten	**AA -**

Rocker-Schüttler mit festem Winkel

Rocker-Schüttler ProBlot 25

- **Wird mit einer oder zwei rutschfesten, stapelbaren Plattformen geliefert**

Modell	ProBlot 25 & 25D	ProBlot 25XL & 25XLD
Schnittstellen	Analog	
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 120	
Rührwinkel	7 °	
Plattform-Maße (mm)	260 x 200	300 x 300
Maximale Belastung (kg)	5	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0 bis 2h	
Maße (L x T x H) (mm)	290 x 320 x 145	325 x 360 x 145
Gewicht (kg)	5,3	
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C	
Art. Nr. 1 Plattform	**096567**	**096571**
CHF	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. 2 Plattformen	**096568B**	**096572**
CHF	**AA -**	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096564	Matte mit Noppen 300 x 300 mm	**AA -**
096565	Gummibänder	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com