Schütteln Oszillierender Roller RM 2

- **Kombination aus Roller- und Pendelbewegung**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 80
Oszillation Amplitude	3 °
Anzahl Rollen	6
Rollen Maße (mm)	Ø 32 x l. 300
Maximale Belastung (kg)	2
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	Bis zu 99h59 min
Maße (L x T x H) (mm)	244 x 465 x 115
Gewicht (kg)	7,3
Nutzungsbedingungen	+5 bis +45 °C / 85 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**497074**
CHF	**AA -**




Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497075	Rack für 12 Röhrchen 50 ml vertikale Position	**AA -**

Oszillierender Roller-Schüttler TubeRoller

- **Kombination aus Roller- und Pendelbewegung**
- **2 Jahre Garantie**

Modell	TubeRoller 5	TubeRoller 10
Schnittstellen	Analog	
Geschwindigkeit (rpm)	2 - 80	
Oszillation Amplitude	± 5°	
Anzahl Rollen	5	10
Rollen Maße (mm)	Ø 35 x l. 240	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 min bis 100 h	
Maße (L x T x H) (mm)	450 x 180 x 90	450 x 360 x 90
Gewicht (kg)	5	8
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C	
Art. Nr.	**062535**	**062536**
CHF	**AA -**	**AA -**



Roller Schüttler

Digitaler Rollerschüttler ELED

- **Optionale Fernbedienung für die Fernsteuerung während der Inkubation**
- **Kompatibel mit CO2-reichen Umgebungen**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	1 - 80
Anzahl Rollen	6 (optional bis zu 11)
Rollen Maße (mm)	Ø 28 x l. 259
Maximale Belastung (kg)	6,5
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	Bis zu 999 min
Maße (L x T x H) (mm)	378 x 360 x 72
Gewicht (kg)	6,5
Nutzungsbedingungen	+4 bis +60 °C / 95 % RH
Art. Nr.	**079581**
CHF	**AA -**





Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE/ Sets	CHF/ Sets
079586	Zusätzliche Rolle	2	**AA -**
079582	Ringe für 50-ml-Röhrchen	20	**AA -**
079583	Ringe für 15-ml-Röhrchen	20	**AA -**
079584	Stapel-Kit für 2 Geräte	4	**AA -**
079585	Fernbedienung	1	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com