Rotationsschüttler mit Plattform

Rotationsschüttler mit Plattform Rotator Genie





- **Wird komplett mit Standardplattform mit Gummibändern oder magnetischer Plattform geliefert, je nach Modell**
- **2 Jahre Garantie**

Modell	Standard	Magnetic
Schnittstellen	Analog	
Geschwindigkeit (rpm)	5 - 35	
Rührwinkel	90 oder 45°	
Plattform-Maße (mm)	260 x 260	290 x 315
Betriebsarten	Kontinuierlich	
Maße (L x T x H) (mm)	400 x 400 x 175	
Gewicht (kg)	5,2	
Nutzungsbedingungen	0 bis +38 °C / 95 % RH	
Art. Nr.	**079110**	**079111**
CHF	**AA -**	**AA -**

Ersatzplattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079112	Standardplattform mit Gummibändern	**AA -**
079113	Magnetische Plattform, die mit Stützen ergänzt werden kann	**AA -**

Magnetische Halterungen nur für magnetische Plattform

Art. Nr.	Bezeichnung	VE/ Sets	CHF/ Sets
079077	Halter 12 Klammern für Röhrchen Ø 10 - 13 mm	1	**AA -**
079078	Halter 6 Klammern für Röhrchen Ø 15 - 17 mm	1	**AA -**
079079	Halter 3 Klammern für Röhrchen Ø 28 - 30 mm	1	**AA -**
079002	Halter 12 Klammern für Röhrchen Ø 10 - 13 mm	6	**AA -**
079003	Halter 6 Klammern für Röhrchen Ø 15 - 17 mm	6	**AA -**
079004	Halter 3 Klammern für Röhrchen Ø 28 - 30 mm	6	**AA -**
079005	Leisten aus Edelstahl	16	**AA -**
079027	Clip für Hybridisierungsröhrchen	2	**AA -**
079028	Universalclip	2	**AA -**
079029	Magnetbox für 100 Mikroröhrchen	1	**AA -**
079050	Clip für 100-ml-Flasche	1	**AA -**

Rotationsschüttler mit Karussell

Rotationsschüttler mit Karussell Loopster IKA

IP 21

Je nach Modell



- **Wird ohne Ständer geliefert, mit einem Karussell nach Wahl zu ergänzen**

Modell	Loopster Basic	Loopster Digital
Schnittstellen	Analog	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	20 fest	0 - 80
Rührwinkel	Einstellbar 0 - 90°	
Standard-Kapazität	Wird ohne Ständer geliefert	
Maximale Belastung (kg)	2	
Betriebsarten	Kontinuierlich	Kontinuierlich oder Timer
Timer	-	1 s bis 99h59 min
Maße (L x T x H) (mm)	300 x 300 x 360	
Gewicht (kg)	3	
Nutzungsbedingungen	+4 bis +50 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP21	
Art. Nr.	**250292**	**250293**
CHF	**AA -**	**AA -**

Einzelne Clips

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250301	Individueller Clip für Mikroröhrchen 1,5/2,0 ml Ø 10 mm	**AA -**
250302	Individueller Clip für 5 ml Röhrchen Ø 12 mm	**AA -**
250303	Individueller Clip für 15 ml Zentrifugenröhrchen Ø 16 mm	**AA -**
250304	Individueller Clip für 30 ml Zentrifugenröhrchen Ø 25 mm	**AA -**
250305	Individueller Clip für 50 ml Zentrifugenröhrchen Ø 28 mm	**AA -**

Karusselle

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250294	Karussell für 48 Mikroröhrchen 1,5/2,0 ml Ø 10 mm	**AA -**
250295	Matte für 24 Röhrchen 5 ml Ø 12 mm	**AA -**
250296	Karussell für 20 Zentrifugenröhrchen 15 ml Ø 16 mm	**AA -**
250297	Karussell für 12 Zentrifugenröhrchen 30 ml Ø 25 mm	**AA -**
250298	Karussell für 12 Zentrifugenröhrchen 50 ml Ø 28 mm	**AA -**
250299	Universalkarussell für einzelne Clips	**AA -**