Clearline Schüttler mit Karussell

- **Umkehrbarer Rotationsmodus mit wählbarem Rotationswinkel**
- **Wird komplett mit 3 Karussells geliefert**
- **5 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	1 - 40
Rührwinkel	Einstellbar 0 - 90°
Standard-Kapazität	3 Karussell enthalten : - 48 Mikroröhrchen 1,5/ 2,0 ml - 20 Zentrifugenröhrchen 15 ml - 20 Zentrifugenröhrchen 50 ml
Maximale Belastung (kg)	-
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 s bis 99 h
Maße (L x T x H) (mm)	210 x 270 x 320
Gewicht (kg)	3,2
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C
Art. Nr.	**062646CL**
CHF	**AA -**



Rotationsschüttler mit Karussell MX-RD-E

- **Wird komplett mit Röhrchenadaptern geliefert**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	0 - 80
Rührwinkel	90° fest
Standard-Kapazität	60 Mikroröhrchen 1,5/ 2,0 ml 16 Zentrifugenröhrchen 15 ml 8 Zentrifugenröhrchen 50 ml
Maximale Belastung (kg)	-
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	300 x 220 x 310
Gewicht (kg)	2
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**861069**
CHF	**AA -**



Karussellschüttler SB2 & SB3 Stuart

- **Wird ohne Ständer geliefert, der wahlweise mit einer Trommel oder einem Karussell ergänzt werden kann**

Je nach Modell

Modell	SB2	SB3
Schnittstellen	Analog	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	20 fest	2 - 40
Rührwinkel	Einstellbar 0 - 90°	
Standard-Kapazität	Wird ohne Ständer geliefert	
Maximale Belastung (kg)	-	
Betriebsarten	Kontinuierlich	Kontinuierlich oder Timer
Timer	-	1 bis 999 min
Maße (L x T x H) (mm)	200 x 270 x 230	
Gewicht (kg)	3,2	
Nutzungsbedingungen	+4 bis +60 °C / 80 % RH	
Art. Nr.	**090434**	**090433**
CHF	**AA -**	**AA -**


SB3
mit Trommel
090435

SB2
mit Trommel
090436



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
090435	Karussell 40 Mikroröhrchen 1,5/2,0 ml Ø 12 mm vertikale Position	**AA -**
090436	Karussell 20 Röhrchen Ø 9 bis 20 mm vertikale Position	**AA -**
090437	Karussell 12 Röhrchen 50 ml vertikale Position	**AA -**
001285	Stapel-Adapter für 2 Karussells	**AA -**
090438	Trommel 63 Röhrchen Ø 12 mm horizontale Position	**AA -**
090439	Trommel 63 Röhrchen Ø 16 mm oder Röhrchen 15 ml horizontale Position	**AA -**
090440	Trommel 30 Röhrchen Ø 26 mm horizontale Position	**AA -**



090438



090439

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com