Rotationsschüttler Typ Revolver

Rotationsschüttler Tube Revolver



- **Standard-Schüttelmodus oder "Oszillation": Vibration alle 40°**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 40
Rührwinkel	Einstellbar 0 - 90°
Inklusive Adapter	2 x 7 Röhrchen 10/ 15 ml 2 x 7 Röhrchen 5/ 7 ml 2 x 15 Röhrchen 1,5/ 2,0 ml 1 x 6 Röhrchen 50 ml
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	225 x 154 x 195
Gewicht (kg)	1,2
Nutzungsbedingungen	+4 bis +60 °C
Art. Nr.	**079547**
CHF	**AA -**

Adapter

Art. Nr.	Für Röhrchen (ml)	Röhrchen/ Adapter	VE/ Sets	CHF/ Sets
079548	10 / 15	7	2	**AA -**
079549	5 / 7	7	2	**AA -**
079550	1,5 / 2	15	2	**AA -**
079551	0,5 / 0,8	21	2	**AA -**
079552	50	6	1	**AA -**

Rotierende Schüttler feste oder variable Geschwindigkeit



- **Modell mit variabler Geschwindigkeit**
- **Standard-Schüttelmodus oder "Oszillation": Vibration alle 40°**

Modell	Feste Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit
Schnittstellen	Analog	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	22 fest	10 - 40
Rührwinkel	Einstellbar 0 - 90°	
Inklusive Adapter	2 x 7 Röhrchen 10/15 ml, 2 x 7 Röhrchen 5/7 ml, 2 x 15 Röhrchen 1,5/2,0 ml, 1 x 6 Röhrchen 50 ml	
Betriebsarten	Kontinuierlich	
Maße (L x T x H) (mm)	225 x 148 x 195	
Gewicht (kg)	0,8	1,2
Nutzungsbedingungen	+4 bis +60 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP21	
Art. Nr.	**141270B**	**141381B**
CHF	**AA -**	**AA -**

Adapter

Art. Nr.	Für Röhrchen (ml)	Röhrchen/ Adapter	VE/ Sets	CHF/ Sets
141266B	0,5 / 1	21	2	**AA -**
141267B	1,5 / 2	15	2	**AA -**
141268B	5 / 7	7	2	**AA -**
141269B	10 / 15	7	2	**AA -**
141271B	50	6	1	**AA -**

Magnetische Plattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
841401	Magnetische Plattform	**AA -**
841402	Metallband 100 x 17 mm	**AA -**

Rotationsschüttler Revolver Labnet



Mit Standardhalter für 36 Mikroröhrchen



Mit Halterung für 50-ml-Röhrchen

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	20 fest
Rührwinkel	0 - 90
Inklusive Adapter	36 Mikroröhrchen 1,5/ 2,0 ml
Maximale Belastung (kg)	0,8
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	239 x 217 x 152,4
Gewicht (kg)	2
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C
Art. Nr.	**096619**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096620	Rack für 10 Röhrchen 15 ml und 16 Röhrchen 5-7 ml	**AA -**
096621	Rack für 6 Röhrchen 50 ml	**AA -**

Rotationsschüttler MiniLabroller



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	20 fest
Rührwinkel	0 oder 90°
Rack Inklusiv	36 Mikroröhrchen 1,5/ 2,0 ml
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	213 x 102 x 126
Gewicht (kg)	1,8
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C
Art. Nr.	**096576**
CHF	**AA -**

Racks

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096578	Rack mit 10 Röhrchen 15 ml und 12 Röhrchen Ø 13 mm	**AA -**
096579	Rack für 6 Röhrchen 50 ml	**AA -**