Rotierende Schüttler mit Stiel

ClearLine Rotierende Schüttler mit Stiel

Der flexibelste unserer Rotationsschüttler.

- **Erweiterte Programmierung mit einer großen Auswahl an Rotationsmodi**
- **Lieferung mit Adaptern für 1,5/2,0 ml, 15 ml und 50 ml Röhrchen**
- **Optionale Plattform zur Umwandlung in einen Rocker-Schüttler**
- **5 Jahre Garantie**

Modell	Standard	Mini
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	1 - 80	
Inklusive Adapter	5 x 6 Röhrchen 1,5/ 2,0 ml 8 x 1 Röhrchen 15 ml 2 x 1 Röhrchen 50 ml	2 x 6 Röhrchen 1,5/ 2,0 ml 2 x 1 Röhrchen 15 ml 2 x 1 Röhrchen 50 ml
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar	
Timer	1 s bis 99h59 min	
Programmierbar	11 Voreinstellungen, 2 freie Programme	
Maße (L x T x H) (mm)	410 x 137 x 199	290 x 137 x 199
Gewicht (kg)	2,27	1,8
Nutzungsbedingungen	+2 bis +70 °C	
Art. Nr.	**062649CL**	**062650CL**
CHF	**AA -**	**AA -**



Adapter

Art. Nr.	ø Röhrchen (mm)	Kapazität/ Adapter	Adapt. max / Gerät		Position Röhrchen	Adapt./ Pack	CHF/ Sets
			Standard	Mini			
062651	10 - 13	6	16	10	Vertikal oder Horizontal	2	**AA -**
062652	16 - 17	1	22	10	Vertikal	2	**AA -**
062653	28 - 30	1	12	6	Vertikal	2	**AA -**
062654	16 - 17	6	2	1	Horizontal	1	**AA -**
062655	28 - 30	6	2	1	Horizontal	1	**AA -**

Rocker-Plattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062656	Plattform 152 x 254 mm für Standardmodell	**AA -**
062657	Plattform 152 x 127 mm für Mini-Modell	**AA -**

Multifunktionale Rotierende Schüttler mit Stange PTR-35 und PTR-60 Grant-Bio

- **Auswahl des Schüttelmodus: komplett, wechselseitig, Vibration oder Pause**

Modell	PTR-35	PTR-60
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 100	10 - 60
Standard-Kapazität	26 Mikroröhrchen 1,5/ 2,0 ml	48 Mikroröhrchen 1,5/ 2,0 ml
Maximale Belastung (kg)	0,5	0,8
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 Min. bis 24 h	
Maße (L x T x H) (mm)	365 x 195 x 155	420 x 230 x 230
Gewicht (kg)	1,8	3,8
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 80 % RH	
Art. Nr.	**144208B**	**144209**
CHF	**AA -**	**AA -**



Rührstab für PTR-60

Art. Nr.	Kapazität	CHF
144225	8 Röhrchen Ø 30 mm und 22 Röhrchen Ø 15 mm	**AA -**
144226	14 Röhrchen Ø 12 ml	**AA -**

Rührstab für PTR-35

Art. Nr.	Kapazität	CHF
144606	26 Röhrchen Ø 12 ml	**AA -**
144607	5 Röhrchen 50 ml und 12 Röhrchen Ø 15 mm	**AA -**
144608	10 Röhrchen 50 ml	**AA -**
144609	10 Röhrchen 50 ml mit Clips	**AA -**
144610	26 Röhrchen Ø 15 mm mit Clips	**AA -**
144847	1 Platten 96 Wells	**AA -**

Rotierender Schüttler mit Stange Intelli-Mixer RM-2

- **Große Auswahl an verschiedenen Rotationsmodi**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	RM-2S	RM-2M	RM-2L
Schnittstellen	Digital		
Geschwindigkeit (rpm)	1 - 99		
Standard-Kapazität	Wird ohne Ständer geliefert		
Betriebsarten	Kontinuierlich		
Maße (L x T x H) (mm)	316 x 125 x 168	344 x 125 x 168	420 x 125 x 168
Gewicht (kg)	1,5	1,6	1,9
Nutzungsbedingungen	+10 bis +50 °C / 80 % RH		
Art. Nr.	**065500**	**065509**	**065510**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Dedizierte Rührstangen

Für	RM-2S			RM-2M			RM-2L		
ø Röhrchen	Anz. Röhrchen	Art. Nr.	CHF	Anz. Röhrchen	Art. Nr.	CHF	Anz. Röhrchen	Art. Nr.	CHF
8 - 11	28	**065515S**	**AA -**	32	**065515M**	**AA -**	44	**065504**	**AA -**
13	24	**065514S**	**AA -**	28	**065514M**	**AA -**	40	**065503**	**AA -**
16	14	**065513S**	**AA -**	16	**065513M**	**AA -**	20	**065502B**	**AA -**
30	8	**065512S**	**AA -**	10	**065512M**	**AA -**	14	**065501**	**AA -**
30 (horizontal)	-	**065518-S**	**AA -**	-	**065518-M**	**AA -**	-	**065507**	**AA -**

Kombinierte Rührstangen

Art. Nr.	Kapazität an Röhrchen	Für	CHF
065517-S	8 x Ø 8-11 mm, 4 x Ø 13 mm, 4 x Ø16 mm, 2 x Ø 30 mm	RM-2S	**AA -**
065517-M	8 x Ø 8-11 mm, 8 x Ø 13 mm, 4 x Ø16 mm, 2 x Ø 30 mm	RM-2M	**AA -**
065506	16 x Ø 8-11 mm, 12 x Ø 13 mm, 4 x Ø16 mm, 2 x Ø 30 mm	RM-2L	**AA -**

Rocker-Plattform

Art. Nr.	Kapazität an Röhrchen	Für	CHF
065519-S	Plattform 175,5 x 170 mm	RM-2S	**AA -**
065519-M	Plattform 203,5 x 170 mm	RM-2M	**AA -**
065508	Plattform 279,5 x 170 mm	RM-2L	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com