Rotationsschüttler für Fläschchen und Flaschen

Rotierender Flaschenrührer Lauda Varioshake VS 20 OH



- **Höhenverstellbares Befestigungssystem**
- **Kompakter, verschleißarmer Mechanismus mit Massenausgleich**
- **Geeignet für den Dauergebrauch**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	1 - 20
Standard-Kapazität	12 Behälter bis Ø 110 x h.270 mm
Maximale Belastung (kg)	20
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	770 x 700 x 715
Gewicht (kg)	62
Nutzungsbedingungen	+10 bis +40 °C
Art. Nr.	**910849**
CHF	**AA -**

Rotierende Flaschenrührer Reax 20 Heidolph

heidolph

IP 21



Modell	Reax 20/4	Reax 20/8	Reax 20/12
Schnittstellen	Analog		
Geschwindigkeit (rpm)	1 - 16		
Standard-Kapazität	4 Flaschen	8 Flaschen	12 Flaschen
	Bis Ø 136 x H. 160-270 mm		
Maximale Belastung (kg)	30		
Betriebsarten	Kontinuierlich		
Maße (L x T x H) (mm)	490 x 520 x 465	770 x 520 x 465	1050 x 520 x 465
Gewicht (kg)	23	28	33
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP21		
Art. Nr.	**498712**	**498606**	**498607**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
499688	Adapter für 500-ml-Flaschen	4	**AA -**
333007	Adapter für 1000-ml-Flaschen	4	**AA -**

Rotationsschüttler für Flaschen Reax 2 Heidolph

heidolph

IP 21



- **Wird komplett mit höhenverstellbarem Universal-Flaschenhalter geliefert**

Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 100
Plattform-Maße (mm)	230 x 160
Kompatibilität	Behälter h. 45 - 160 mm
Maximale Belastung (kg)	1
Betriebsarten	Kontinuierlich
Maße (L x T x H) (mm)	510 x 150 x 235
Gewicht (kg)	5,2
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Nutzungsbedingungen	IP21
Art. Nr.	**498608**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/ VE
498609	Rack Für 20 Röhrchen Ø 10- 18 mm	**AA -**