Orbitale Inkubator-Schüttler kleine Kapazität

Inkubator-Schüttler Orbital Genie Temp-Shaker



- **Transparente Haube mit drei Öffnungen: Fronttür, seitlich kippen oder komplett zurückziehen**
- **Schnellwechsel-Plattform ohne Werkzeug**
- **Wird mit einer Plattform nach Wahl geliefert**
- **2 Jahre Garantie**

Modell	Genie Temp-Shaker 100	Genie Temp-Shaker 300		
Schnittstellen	Digital			
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 100	35 - 300		
Orbit (mm)	19			
Temperaturbereich (°C)	28 - 75 °C			
Plattform-Maße (mm)	305 x 305			
Nutzbare Höhe (mm)	305			
Maximale Belastung (kg)	3			
Betriebsarten	Kontinuierlich			
Maße (L x T x H) (mm)	450 x 480			
Gewicht (kg)	9			
Nutzungsbedingungen	0 bis 38 °C / 95 % RH			
Wird mit Plattform geliefert	Rutschfest	mit Rollen	Universell für Klemmen	Klebend
Art. Nr.	**079170**	**079171**	**079172**	**079173**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

WEB



Finden Sie die Ersatzplattformen auf www.milian.com

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079161	Ersatzklebematte	**AA -**
079093	Doppelseitiges Klebeband 25,4 mm x 1,5 m	**AA -**
079087	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
079088	Klammer für Erlenmeyer 125/ 150 ml	**AA -**
079089	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
079090	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
079091	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**
079092	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	**AA -**

Stuart SI500 Orbital-Inkubator-Schüttler



- **Antibakterielle Behandlung BioCote**
- **Computergestützte Überwachung der Parameter über USB-Anschluss**
- **Schiebeplattform ermöglicht einfaches Beladen**
- **Wird mit Rollenplattform geliefert**
- **3 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 300
Orbit (mm)	16
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +60 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,5
Plattform-Maße (mm)	335 x 335
Nutzbare Höhe (mm)	250
Maximale Belastung (kg)	10
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 s bis 9 Tage
Maße (L x T x H) (mm)	450 x 474 x 522
Gewicht (kg)	30
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	**001638**
CHF	**AA -**

Racks für Röhrchen SI500

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001639	Rack für 64 Mikroröhrchen 1,5 ml	**AA -**
001640	Rack für 25 Zentrifugenröhrchen 15 ml	**AA -**
001641	Rack für 12 Zentrifugenröhrchen 50 ml	**AA -**
001642	Rack für 16 30-ml-Behälter	**AA -**

Orbitaler Inkubator-Schüttler Benchtop 222DS



- **Lieferung mit USB-Kabel und SmartChack-Software zur Computersteuerung und Speicherung von Einstellungen**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 300
Orbit (mm)	19
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +70 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,5
Plattform-Maße (mm)	300 x 300
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 min bis 99 h
Maße (L x T x H) (mm)	370 x 530 x 400
Gewicht (kg)	19,5
Art. Nr.	**096666**
CHF	**AA -**

Racks und Klemmen für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096670	Rack für 3 Mikrotiterplatten	**AA -**
096671	Rack für 6 Röhrchen 15 oder 50 ml	**AA -**
096672	Kunststoff-Klemme für 125-ml-Kolben	**AA -**
096673	Kunststoff-Klemme für 250-ml-Kolben	**AA -**
096674	Kunststoff-Klemme für 500-ml-Kolben	**AA -**
096675	Kunststoff-Klemme für 1000-ml-Kolben	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096667	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
096669	Rutschfeste Matte 150 x 150 mm	**AA -**
096668	Regal für Petrischalen	**AA -**