
Orbitaler Inkubationsschüttler NB-205

➤ **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Modell	NB-205	NB-T205
Schnittstellen	Digital	Touch
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 300	
Orbit (mm)	30	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +60 °C	
Genauigkeit (°C)	± 0,2	
Plattform-Maße (mm)	250 x 310	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	Kontinuierlich, Timer oder Programm
Timer	1 min bis 47h59 min	1s bis 99h59 min
Programmierbar	-	4 Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	285 x 400 x 290	
Gewicht (kg)	13	
Art. Nr.	**995011**	**995040**
CHF	**AA -**	**AA -**



A : Plattform mit 12 Klammern für Erlenmeyer
B : Gefederte Plattform
C : Plattform für 4 Mikroplatten

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
995017	Universalplattform für Klemmen und Racks	**AA -**
995015	Gefederte Plattform	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
995021	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
995022	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
995023	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**

Racks für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
995026	Neigbares Rack für 56 Röhrchen Ø14 mm	**AA -**
995027	Neigbares Rack für 32 Röhrchen Ø16 mm	**AA -**
995028	Neigbares Rack für 32 Röhrchen Ø19 mm	**AA -**
995029	Neigbares Rack für 10 Röhrchen 50 ml Ø30 mm	**AA -**



Je nach Modell

WEB

Dedizierten Plattformen finden Sie auf www.milian.com

Orbital Inkubator-Schüttler MaxQ Mini 4450

➤ **Schrittweise Beschleunigung zur Begrenzung der Projektionen**
➤ **RS232-Schnittstelle für die Steuerung durch einen Computer**
➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**
➤ **5 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	15 - 500
Orbit (mm)	19
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,1
Plattform-Maße (mm)	280 x 330
Maximale Belastung (kg)	15,9
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	0,1 min bis 999 h
Maße (L x T x H) (mm)	691 x 358 x 401
Gewicht (kg)	35
Art. Nr.	**078377**
CHF	**AA -**



WEB

Zusätzliches Zubehör (Klammern, Halb-Racks...) finden Sie auf www.milian.com

Universalplattform für Klemmen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078358	Universalplattform für Klemmen	**AA -**

Halteklammern

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität/ Gerät	CHF
078362	Mikroplatten-Klemme	5	**AA -**
078366	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	13	**AA -**
078367	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	9	**AA -**
078368	Klammer für Erlenmeyer 300 ml	7	**AA -**
078369	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	6	**AA -**
078370	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	4	**AA -**

Racks für Reagenzgläser

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität/ Gerät	CHF
078403	Rack für 6 x 12 Röhrchen 10-13 mm	3	**AA -**
078404	Rack für 6 x 12 Röhrchen 14-16 mm	2	**AA -**
078405	Rack für 4 x 10 Röhrchen 17-20 mm	3	**AA -**
078406	Rack für 4 x 10 Röhrchen 21-25 mm	2	**AA -**
078407	Rack für 3 x 8 Röhrchen 26-30 mm	2	**AA -**
078517	Rack für 8 x 12 Mikroröhrchen 1,5 ml	2	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com