
Orbitale Inkubator-Schüttler mittlere Kapazität

Orbitale Inkubator-Schüttler Incu-Shaker


060981


062855

Je nach Modell

- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Modell	Incu-Shaker mini	Incu-Shaker 10L	Incu-Shaker 10LR
Schnittstellen	Touch		
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 300		
Orbit (mm)	19		
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +70 °C	RT. +5 bis +60 °C	RT. -15 bis +60 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,1		
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,25		
Maße Plattform (mm)	235 x 292	450 x 450	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Maße (B x T x H)(mm)	280 x 480 x 330	510 x 650 x 470	510 x 790 x 560
Gewicht (kg)	11,5	55	78
Art. Nr.	**060981**	**062855**	**062575B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Plattformen für Incu-Shaker mini

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060957	MagicClamp Magnetplattform für Klemmen	**AA -**
060971	Dedizierte Plattform für 4 Mikroplatten	**AA -**
060972	Universalplattform mit Federn	**AA -**

Plattformen für Incu-Shaker 10L und 10LR

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060983	MagicClamp Magnetplattform für Klemmen	**AA -**
060984	Dedizierte Plattform für 6 Mikroplatten	**AA -**
060985	Universalplattform mit Federn	**AA -**
060986	Regal für Petrischalen oder Mikrotiterplatten	**AA -**

Zubehör für MagicClamp-Plattformen

		Kapazität Modelle		
Art. Nr.	**Bezeichnung**	**Mini**	**10L & 10LR**	**CHF**
060961	MagicClamp Klammer für Erlenmeyer 125 ml	12	36	**AA -**
060960	MagicClamp Klammer für Erlenmeyer 250 ml	8	25	**AA -**
060959	MagicClamp Klammer für Erlenmeyer 500 ml	5	16	**AA -**
060958	MagicClamp Klammer für Erlenmeyer 1000 ml *	-	9	**AA -**
060967	MagicClamp Klammer für Erlenmeyer 2000 ml *	-	5	**AA -**
060987	MagicClamp Klammer für Standard-Mikroplatten	4	6	**AA -**
060963	Rack für 21 Röhrchen 15 ml und 12 Röhrchen 50 ml	1	4	**AA -**
060979	MagicClamp Rack für 32 Zentrifugenröhrchen 15 ml	2	8	**AA -**
060980	MagicClamp Rack für 15 Zentrifugenröhrchen 50 ml	2	8	**AA -**

* Nur kompatibel mit Incu-Shaker 10L & 10LR

Orbital-Inkubationsschüttler SI600 & SI600C



Je nach Modell

- **Antibakterielle Behandlung BioCote**
- **Computergestützte Überwachung der Parameter über USB-Anschluss**
- **Schiebeplattform für einfaches Beladen**
- **3 Jahre Garantie**

Orbitaler Inkubationsschüttler SI600C

- **Anschluss für Umwälzkühler für die Arbeit unter RT.**

Modell	SI600	SI600C
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 300	
Orbit (mm)	16	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +60 °C	RT. -15 bis +60 °C*
Genauigkeit (°C)	± 0,5	
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,5	
Plattform-Maße (mm)	520 x 390	
Nutzbare Höhe (mm)	300	
Maximale Belastung	15	10
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 s bis 9 Tage	
Maße (L x T x H) (mm)	623 x 465 x 395	325 x 455 x 380
Gewicht (kg)	53	60
Schutzklasse	IP31	
Art. Nr.	**001937**	**491326**
CHF	**AA -**	**AA -**

* Arbeiten unterhalb der Raumtemperatur erfordert einen externen Kühler

Racks für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001639	Rack für 64 Mikroröhrchen 1,5 ml	**AA -**
001640	Rack für 25 Zentrifugenröhrchen 15 ml	**AA -**
001641	Rack für 12 Zentrifugenröhrchen 50 ml	**AA -**
001642	Rack für 16 30-ml-Behälter	**AA -**