Orbital Inkubator-Schüttler für schwere Lasten Ohaus

- **Dreifach exzentrisches Antriebssystem für gleichmäßiges Rühren**
- **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Modell	ISHD16HDG	ISHD23HDG	ISHD23CDG
Schnittstellen	Digital		
Geschwindigkeit (rpm)	15 - 500		
Orbit (mm)	19	25	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +65 °C		RT. -15 bis +65 °C
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,5		
Maße Plattform (mm)	279 x 330	456 x 457	
Nutzbare Höhe (mm)	241	432	
Maximale Belastung	16	22,7	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	1 s bis 160 h		
Maße (B x T x H)(mm)	356 x 648 x 406	675 x 815 x 596	675 x 1044 x 596
Gewicht (kg)	35,9	101,6	131,7
Nutzungsbedingungen	+15 bis +32 °C / 80 % RH		
Art. Nr.	**333827**	**333828**	**333829**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

NEU

OHAUS



333828

Je nach Modell

WEB

Zusätzliches Zubehör (Klemmen, Racks...) finden Sie auf www.milian.com

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	Für	CHF
192156	Universalplattform für Klemmen	ISHD15x	**AA -**
333830	Universalplattform für Klemmen	ISHD23x	**AA -**
192163	Rutschfeste Matte 279 x 330 mm	ISHD15x	**AA -**

Klammer für Universalplattform

		Kapazität / Gerät		
Art. Nr.	**Bezeichnung**	**ISHD15x**	**ISHD23x**	**CHF**
192190	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	10	20	**AA -**
192191	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	9	20	**AA -**
192192	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	7	13	**AA -**
192193	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	4	8	**AA -**
192194	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	-	5	**AA -**
192207	Edelstahl-Klemme für Mikroplatten	4	12	**AA -**

Racks für Universalplattform

		Kapazität / Gerät		
Art. Nr.	**Bezeichnung**	**ISHD15x**	**ISHD23x**	**CHF**
192218	Rack für 70 Mikroröhrchen 1,5/2ml	2	4	**AA -**
192219	Racks für 63 Röhrchen Ø 10- 13 mm	2	4	**AA -**
192220	Racks für 48 Röhrchen Ø 14- 16 mm	2	4	**AA -**
192221	Racks für 35 Röhrchen Ø 18- 20 mm	2	4	**AA -**
192222	Racks für 24 Röhrchen Ø 22- 25 mm	2	4	**AA -**
192216	Rack für 17 Zentrifugenröhrchen 50 ml	-	3	**AA -**

Orbital Inkubator-Schüttler MaxQ 4000

- **Schrittweise Beschleunigung zur Begrenzung der Projektionen**
- **RS232-Schnittstelle für die Steuerung durch einen Computer**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**
- **5 Jahre Garantie**

Modell	Standard	Hohe Temp.	Gekühlt
Schnittstellen	Digital		
Geschwindigkeit (rpm)	15 - 500		
Orbit (mm)	19		
Temperaturbereich (°C)	RT. +10 bis +60 °C	RT. +10 bis +80 °C	RT. -15 bis +60 °C
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,1		
Maße Plattform (mm)	460 x 460		
Nutzbare Höhe (mm)	330		
Maximale Belastung	22,7		
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	0,1 min bis 999 h		
Maße (B x T x H)(mm)	813 x 572 x 559		864 x 572 x 559
Gewicht (kg)	76		96
Art. Nr.	**078381**	**078382**	**078383**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

thermoscientific



Je nach Modell

GARANTIE 5 Jahre

WEB

Zusätzliches Zubehör (Klammern, Halb-Racks...) finden Sie auf www.milian.com

Universalplattform für Klemmen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078357	Universalplattform für Klemmen 460 x 460 mm	**AA -**
047959	Rutschfeste Matte 230 x 230 mm	**AA -**

Racks für Reagenzgläser

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
078403	Rack für 6 x 12 Röhrchen 10-13 mm	6	**AA -**
078404	Rack für 6 x 12 Röhrchen 14-16 mm	4	**AA -**
078405	Rack für 4 x 10 Röhrchen 17-20 mm	4	**AA -**
078406	Rack für 4 x 10 Röhrchen 21-25 mm	3	**AA -**
078407	Rack für 3 x 8 Röhrchen 26-30 mm	4	**AA -**
078517	Rack für 8 x 12 Mikroröhrchen 1,5 ml	5	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
078362	Mikroplatten-Klemme	10	**AA -**
078366	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	32	**AA -**
078367	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	16	**AA -**
078368	Klammer für Erlenmeyer 300 ml	16	**AA -**
078369	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	16	**AA -**
078370	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	9	**AA -**
078371	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	6	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com