Orbitale Inkubator-Schüttler mittlere Kapazität

Orbital Inkubationsschüttler NB-205L

Je nach Modell



NB-T205L
Touchpanel



NB-205L (gekühlt)

➤ **Wird mit rutschfester Plattform geliefert**

Modell	NB-205L	NB-T205L	NB-205LF	NB-T205LF
Schnittstellen	Digital	Touch	Digital	Touch
Geschwindigkeit (rpm)	30 - 300			
Orbit (mm)	22			
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +60 °C		RT. -12 bis +60 °C	
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,2			
Plattform-Maße (mm)	450 x 450			
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	Kontinuierlich, Timer oder Programm	Kontinuierlich oder Timer	Kontinuierlich, Timer oder Programm
Timer	1 min bis 47h59 min	1 s bis 99h59 min	1 min bis 47h59 min	1 s bis 99h59 min
Programmierbar	-	4 Schritte	-	4 Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	510 x 600 x 470		550 x 790 x 555	
Gewicht (kg)	56		78	
Art. Nr.	**995018**	**995041**	**995019**	**955053**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

WEB

Dedizierten Plattformen finden Sie auf www.milian.com

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
995020	Universalplattform für Klemmen und Racks	**AA -**
995035	Gefederte Plattform	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
995021	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
995022	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	**AA -**
995023	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
995024	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**
995025	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	**AA -**

Racks für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
995026	Neigbares Rack für 56 Röhrchen Ø 14 mm	**AA -**
995027	Neigbares Rack für 32 Röhrchen Ø 16 mm	**AA -**
995028	Neigbares Rack für 32 Röhrchen Ø 19 mm	**AA -**
995029	Neigbares Rack für 10 Röhrchen 50 ml Ø30 mm	**AA -**

Orbital Inkubator-Schüttler Lauda Varioshake

LAUDA

910843





910883

➤ **RS232- Schnittstellen für Datenübertragung**

➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	VS 60 OI	VS 45 OI	VS 150 OI
Schnittstellen	Digital		
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 250		
Orbit (mm)	30	25	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +70 °C		
Genauigkeit (°C)	± 0,2		
Maße Plattform (mm)	450 x 450	420 x 270	674 x 540
Nutzbare Höhe (mm)	280	320	430
Maximale Belastung	12		20
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	1 min bis 999 h		
Maße (B x T x H)(mm)	525 x 686 x 631	710 x 650 x 710	930 x 890 x 820
Gewicht (kg)	41,5	70	135
Nutzungsbedingungen	+10 bis +30 °C		
Art. Nr.	**910843**	**910882**	**910883**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät VS 60 OI	VS 45 OI	VS 150 OI	CHF
910659	Klammer für Erlenmeyer 25 ml	79	52	99	**AA -**
910660	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	49	33	99	**AA -**
910661	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	36	22	50	**AA -**
910662	Klammer für Erlenmeyer 200 ml	22	15	26	**AA -**
910844	Klammer für Erlenmeyer 250-300 ml	16	13	26	**AA -**
910663	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	12	10	26	**AA -**
910664	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	9	6	12	**AA -**
910888	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	-	3	9	**AA -**
910885	Neigbares Rack für 24 Röhrchen 12-17 mm	6	3	9	**AA -**
910884	Mikroplatten-Klemme	6	6	15	**AA -**

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
910657	Universalplattform für Klemmen für VS 60 OI	**AA -**
910886	Universalplattform für Klemmen für VS 45 OI	**AA -**
910887	Universalplattform für Klemmen für VS 150 OI	**AA -**
910658	Rollenplattform für VS 60 OI	**AA -**
910847	Rutschfeste Matte für VS 60 OI	**AA -**

WEB

Zubehör (pt100-Sonde, Stative, Wasserbad...) finden Sie auf www.milian.com