Orbital Schüttel-Inkubator Innova 40 & 40R Eppendorf

- **Dreifach exzentrisches Antriebssystem für gleichmäßiges Rühren**
- **Durchgehend 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nutzbar**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Je nach Modell



Modell	Innova 40		Innova 40R	
Schnittstellen	Digital			
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 400			
Orbit (mm)	19	25	19	25
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C		RT. -15 bis +80 °C	
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,1			
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,25			
Plattform-Maße (mm)	460 x 460			
Nutzbare Höhe (mm)	356			
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer			
Timer	0,1 bis 99,9 h			
Programmierbar	4 Programme bis zu 15 Schritten			
Maße (L x T x H) (mm)	559 x 762 x 610			
Gewicht (kg)	60,3		79,4	
Art. Nr.	**M12990082**	**M12990092**	**M12990086**	**M12990096**
CHF	**AA -**		**AA -**	**AA -**

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
M12509902	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
M11949910	Rutschfeste Plattform	**AA -**
M11949909	Plattform mit 2 Stützrollen	**AA -**
M11949923	Zusätzliche Haltewalze	**AA -**
M12509600	Doppelseitiges Klebeband 41 mm x 5 m	**AA -**

Racks für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890010	Racks Für 60 Röhrchen Ø 8- 11 mm	5	**AA -**
M12890020	Racks Für 44 Röhrchen Ø 12- 15 mm	5	**AA -**
M12890030	Racks Für 31 Röhrchen Ø 15- 18 mm	5	**AA -**
M12890040	Racks Für 23 Röhrchen Ø 18- 21 mm	5	**AA -**
M12890050	Racks Für 16 Röhrchen Ø 22- 26 mm	5	**AA -**
M12890060	Racks Für 16 Röhrchen Ø 26- 30 mm	5	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M11909000	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	45	**AA -**
M11909001	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	21	**AA -**
M11909002	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	18	**AA -**
M11909003	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	14	**AA -**
ACSB1000S	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	8	**AA -**
M11909005	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	5	**AA -**

Racks für Mikroplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890700	Rack für 9 Mikroplatten oder 3 gestapelte Deepwell-Platten	8	**AA -**
TTR221	Rack für 5 nicht gestapelte Mikrotiterplatten	2	**AA -**



Zusätzliches Zubehör (spezielle Plattform, Racks, Klemmen...) finden Sie auf www.milian.com

Orbital-Inkubationsschüttler IKA KS 4000 i control

- **Anschluss für Temperaturfühler zur direkten Temperaturkontrolle**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**



Je nach Modell

IP 30

Orbitaler Inkubationsschüttler KS 4000 iC control

- **Anschluss für Umlaufkühler für die Arbeit unter RT.**

Modell	KS 4000 I control	KS 4000 IC control
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	10 - 500	
Orbit (mm)	20	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C	RT. -10 bis +80 °C*
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,5	
Plattform-Maße (mm)	440 x 440	
Nutzbare Höhe (mm)	352	
Maximale Belastung	20	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0 bis 999 h	
Maße (L x T x H) (mm)	580 x 520 x 750	
Gewicht (kg)	50	55
Nutzungsbedingungen	+15 bis +32 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP30	
Art. Nr.	**250178**	**250179**
CHF	**AA -**	**AA -**

* Arbeiten unterhalb der Raumtemperatur erfordert einen externen Kühler

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250180	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
250181	Rollenplattform	**AA -**
250182	Rutschfeste Plattform	**AA -**
250177	Rutschfeste Matte 200 x 200 mm	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250186	Klammer für Erlenmeyer 25 ml	**AA -**
250187	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	**AA -**
250188	Klammer für Erlenmeyer 100 ml	**AA -**
250189	Klammer für Erlenmeyer 200/ 250 ml	**AA -**
250190	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	**AA -**
250191	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com