Orbitale Inkubator-Schüttler mittlere Kapazität

Orbitale Schüttelinkubatoren Excella E24 & E24R Eppendorf

Je nach Modell



- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	Excella E24	Excella E24R
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 400	
Orbit (mm)	19	
Temperaturbereich (°C)	RT. +7 bis +60 °C	RT. -15 bis +60 °C
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,5	
Plattform-Maße (mm)	46 x 46	
Nutzbare Höhe (mm)	344	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0,1 bis 99,9 h	
Maße (L x T x H) (mm)	560 x 760 x 610	
Gewicht (kg)	60	79
Art. Nr.	**M13520002**	**M13520006**
CHF	**AA -**	**AA -**

WEB

Zusätzliches Zubehör (spezielle Plattformen, Racks, Klemmen...) finden Sie auf www.milian.com

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
M12509902	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
M11949910	Rutschfeste Plattform	**AA -**
M12509903	Plattform für anhaftende Matte	**AA -**
M12509700	Haftmatte 200 x 200 mm (v.max 250 rpm)	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M11909000	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	45	**AA -**
M11909001	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	21	**AA -**
M11909002	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	18	**AA -**
M11909003	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	14	**AA -**
ACSB1000S	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	8	**AA -**
M11909005	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	5	**AA -**

Racks für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890010	Racks Für 60 Röhrchen Ø 8- 11 mm	5	**AA -**
M12890020	Racks Für 44 Röhrchen Ø 12- 15 mm	5	**AA -**
M12890030	Racks Für 31 Röhrchen Ø 15- 18 mm	5	**AA -**
M12890040	Racks Für 23 Röhrchen Ø 18- 21 mm	5	**AA -**
M12890050	Racks Für 16 Röhrchen Ø 22- 26 mm	5	**AA -**
M12890060	Racks Für 16 Röhrchen Ø 26- 30 mm	5	**AA -**

Orbitale Inkubationsschüttler mit CO2-Kontrolle

Orbitaler CO2-Inkubator-Schüttler S41i Eppendorf



Kombiniert Schüttel- und Inkubationsfunktionen mit einer CO2-Kontrolle für jede Zellkulturanwendung.

- **Natürliche Konvektion mit Erwärmung durch alle 6 Seiten des Behälters**
- **Dreifach exzentrisches Antriebssystem für gleichmäßiges Rühren**
- **IR-gestützter CO2-Sensor**
- **Funktion zur Desinfektion des Tanks durch hohe Temperaturen**
- **25-mm-Zugangsport auf der Rückseite des Geräts**
- **Optionaler Adapter für das Stapeln von 2 Einheiten**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**
- **Wird mit einem Regal und zwei Wasserbehältern geliefert**

Schnittstellen	Touch
Geschwindigkeit (rpm)	25 - 400
Orbit (mm)	25
Temperaturbereich (°C)	RT. +4 bis +50 °C
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,1
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,25
CO2-Bereich	0,2 bis 20 %
Plattform-Maße (mm)	360 x 610
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Maße (L x T x H) (mm)	875 x 730 x 850
Gewicht (kg)	152
Art. Nr.	**S41I230011**
CHF	**AA -**

WEB

Zusätzliches Zubehör (spezielle Plattformen, Racks, Klemmen...) finden Sie auf www.milian.com

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
P06286502	Stapel-Kit	**AA -**
M13349920	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
M12509504	Adapterset für selbstklebende Matte	**AA -**
M12509700	Haftmatte 200 x 200 mm (v.max 250 rpm)	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M11909001	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	20	**AA -**
M11909002	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	16	**AA -**
M11909003	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	12	**AA -**
ACSB1000S	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	10	**AA -**
M11909005	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	4	**AA -**

Racks für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890010	Racks Für 60 Röhrchen Ø 8- 11 mm	3	**AA -**
M12890020	Racks Für 44 Röhrchen Ø 12- 15 mm	3	**AA -**
M12890030	Racks Für 31 Röhrchen Ø 15- 18 mm	3	**AA -**
M12890040	Racks Für 23 Röhrchen Ø 18- 21 mm	3	**AA -**
M12890050	Racks Für 16 Röhrchen Ø 22- 26 mm	3	**AA -**
M12890060	Racks Für 16 Röhrchen Ø 26- 30 mm	3	**AA -**