Orbitale Schüttelinkubatoren Innova 42 & 42R Eppendorf

eppendorf

- **Dreifach exzentrisches Antriebssystem für gleichmäßiges Rühren**
- **Durchgehend 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nutzbar**
- **Optionaler Adapter für das Stapeln von 2 Einheiten**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	Innova 42		Innova 42R	
Schnittstellen	Digital			
Geschwindigkeit (rpm)	25 - 400			
Orbit (mm)	19	25	19	25
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C		RT. -20 bis +80 °C	
Genauigkeit (°C)	± 0,1			
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,25			
Plattform-Maße (mm)	460 x 460			
Nutzbare Höhe (mm)	477			
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar			
Timer	0,1 bis 99,9 h			
Programmierbar	4 Programme bis zu 15 Schritten			
Maße (L x T x H) (mm)	620 x 754 x 825			
Gewicht (kg)	99		121	
Art. Nr.	**M13350002**	**M13350012**	**M13350006**	**M13350016**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Je nach Modell

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
M13350800	Stapel-Kit für 2 Einheiten	**AA -**
M13350080	Zusätzliches perforiertes Regal mit Klammern	**AA -**
M13350501	Anti-Trockenschublade für Kulturschalen	**AA -**

Racks für Mikroplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890700	Rack für 9 Mikroplatten oder 3 gestapelte Deepwell-Platten	8	**AA -**
TTR221	Rack für 5 nicht gestapelte Mikrotiterplatten	2	**AA -**

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
M12509902	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
M11949910	Rutschfeste Plattform	**AA -**
M11949909	Plattform mit 2 Stützrollen	**AA -**
M11949923	Zusätzliche Haltewalze	**AA -**
M12509600	Doppelseitiges Klebeband 41 mm x 5 m	**AA -**

Racks für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890010	Racks Für 60 Röhrchen Ø 8- 11 mm	5	**AA -**
M12890020	Racks Für 44 Röhrchen Ø 12- 15 mm	5	**AA -**
M12890030	Racks Für 31 Röhrchen Ø 15- 18 mm	5	**AA -**
M12890040	Racks Für 23 Röhrchen Ø 18- 21 mm	5	**AA -**
M12890050	Racks Für 16 Röhrchen Ø 22- 26 mm	5	**AA -**
M12890060	Racks Für 16 Röhrchen Ø 26- 30 mm	5	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M11909000	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	45	**AA -**
M11909001	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	21	**AA -**
M11909002	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	18	**AA -**
M11909003	Klammer für Erlenemeyer 500 ml	14	**AA -**
ACSB1000S	Klammer für Erlenemeyer 1000 ml	8	**AA -**
M11909005	Klammer für Erlenemeyer 2000 ml	5	**AA -**



Zusätzliches Zubehör (spezielle Plattformen, Racks, Klemmen...) finden Sie auf www.milian.com

Orbitale stapelbare Inkubatorschüttler MaxQ 6000

thermoscientific

- **Wird mit 2 höhenverstellbaren Regalen geliefert**
- **Optionaler Adapter für das Stapeln von 2 Einheiten**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**
- **Garantie 3 Jahre auf Teile, 1 Jahr auf Arbeitskosten**

Modell	MaxQ 6000 Heizend	MaxQ 6000 Kühlend
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	15 - 500 einzeln / 15 - 300 gestapelt	
Orbit (mm)	19	
Temperaturbereich (°C)	RT. +10 bis +80 °C	RT. -15 bis +80 °C
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,1	
Plattform-Maße (mm)	460 x 460	
Nutzbare Höhe (mm)	686	
Maximale Belastung	15,9	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0,1 min bis 999 h	
Maße (L x T x H) (mm)	838 x 699 x 1029	
Gewicht (kg)	150	195
Art. Nr.	**078564**	**078565**
CHF	**AA -**	**AA -**



Je nach Modell

3 Jahre Garantie



Weitere Klammern finden Sie auf www.milian.com

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078357	Universalplattform 46 x 46 cm	**AA -**
078569	Adapter für das Stapeln von 2 Plattformen	**AA -**
078566	Stapel-Kit für MaxQ™ 6000	**AA -**
078567	Universal Stapel-Kit	**AA -**
078568	Antiseismische Befestigung	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
078362	Mikroplatten-Klemme	10	**AA -**
078366	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	32	**AA -**
078367	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	16	**AA -**
078368	Klammer für Erlenemeyer 300 ml	16	**AA -**
078369	Klammer für Erlenemeyer 500 ml	16	**AA -**
078370	Klammer für Erlenemeyer 1000 ml	9	**AA -**
078371	Klammer für Erlenemeyer 2000 ml	6	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com