Orbitale Inkubationsschüttler mit hoher Kapazität, stapelbar

Orbitale stapelbare Inkubatorschüttler MaxQ 8000

thermoscientific

- **Innenbehälter Edelstahl**
- **HEPA-Filter zur Begrenzung von Kreuzkontaminationen**
- **Schiebeplattform für einen vereinfachten Zugang**
- **Bis zu 3 Geräte stapelbar**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	MaxQ 8000 beheizbar	MaxQ 8000 gekühlt
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	25 - 400	
Orbit (mm)	25,4	
Temperaturbereich (°C)	RT. +10 bis +60 °C	RT. -20 bis +60 °C
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,15	
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,3	
Plattform-Maße (mm)	740 x 760	
Nutzbare Höhe (mm)	300	
Maximale Belastung	16,1	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0,1 min bis 999 h	
Maße (L x T x H) (mm)	846 x 1181 x 635	846 x 1435 x 635
Gewicht (kg)	298,8	328
Art. Nr.	**078654**	**078655**
CHF	**AA -**	**AA -**



WEB **Weitere Klammern finden Sie auf www.milian.com**

Racks für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078678	Racks Für 72 Röhrchen Ø 10- 13 mm	**AA -**
078679	Racks Für 40 Röhrchen Ø 16- 20 mm	**AA -**
078669	Racks Für 40 Röhrchen Ø 21- 25 mm	**AA -**
078670	Racks Für 72 Röhrchen Ø 10- 13 mm	**AA -**
078671	Neigbares Rack für Röhrchen Ø - 56 13 mm	**AA -**
078672	Neigbares Rack für Röhrchen Ø - 56 20 mm	**AA -**
078673	Neigbares Rack für Röhrchen Ø - 56 25 mm	**AA -**
078674	Neigbares Rack für Röhrchen Ø - 56 30 mm	**AA -**
078676	Rack für Deepwell-Platten	**AA -**
078677	Rack für Mikroplatten	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078656	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
078657	Hohes Fußgestell für ein Gerät	**AA -**
078658	Niedriges Fußgestell für zwei Geräte	**AA -**
078659	System zum Verschließen des Fensters	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
078668	Mikroplatten-Klemme	18	**AA -**
078662	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	39	**AA -**
078663	Klammer für Erlenmeyer 250/ 300 ml	30	**AA -**
078664	Klammer für Erlenemeyer 500 ml	24	**AA -**
078665	Klammer für Erlenemeyer 1000 ml	16	**AA -**
078666	Klammer für Erlenemeyer 2000 ml	9	**AA -**

Orbitale stapelbare Inkubatorschüttler Innova 44 & 44R Eppendorf

eppendorf

- **Dreifach exzentrisches Antriebssystem für gleichmäßiges Rühren**
- **Durchgehend 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nutzbar**
- **Schiebeplattform für einen vereinfachten Zugang**
- **Optionaler Adapter für das Stapeln von 3 Einheiten**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	Innova 44		Innova 44R	
Schnittstellen	Digital			
Geschwindigkeit (rpm)	25 - 400	25 - 300	25 - 400	25 - 300
Orbit (mm)	25	51	25	51
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C		RT. -20 bis +80 °C	
Genauigkeit (°C)	± 0,1			
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,25			
Plattform-Maße (mm)	760 x 460			
Nutzbare Höhe (mm)	460			
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar			
Timer	0,1 bis 99,9 h			
Programmierbar	4 Programme bis zu 15 Schritten			
Maße (L x T x H) (mm)	1350 x 870 x 735			
Gewicht (kg)	237		257	
Art. Nr.	**M12820002**	**M12820012**	**M12820006**	**M12820016**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



WEB **Zusätzliches Zubehör (spezielle Plattformen, Racks, Klemmen...) finden Sie auf www.milian.com**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
M12820600	Sockel H. 102 mm zum Stapeln von bis zu 3 Geräten	**AA -**
M12820700	Sockel H. 406 mm für 1 Einheit	**AA -**
M12820800	Sockel H. 305 mm zum Stapeln von bis zu 2 Geräten	**AA -**
M12820500	Stapel-Kit für 2 Einheiten für Sockel M12820800	**AA -**

Racks für Mikroplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890700	Rack für 9 Mikroplatten oder 3 gestapelte Deepwell-Platten	16	**AA -**
TTR221	Rack für 5 nicht gestapelte Mikrotiterplatten	4	**AA -**

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
M12829904	Universelle Klemmenplattform aus Phenolharz	**AA -**
M12829915	Universalplattform aus Aluminium, 9,5 mm dick, für Klemmen	**AA -**
M12829913	Plattform für anhaftende Matten	**AA -**
M12509700	Haftmatte 200 x 200 mm für max. 250 rpm	**AA -**
M12509600	Doppelseitiges Klebeband 41 mm x 5 m	**AA -**
M12509504	Nachrüstsatz für Universalplattform und Haftmatte	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Klemmen für	Kapazität / Gerät	CHF
M11909000	Erlenmeyer 50 ml	91	**AA -**
M11909001	Erlenmeyer 125 ml	39	**AA -**
M11909002	Erlenmeyer 250 ml	30	**AA -**
M11909003	Erlenmeyer 500 ml	24	**AA -**
ACSB1000S	Erlenmeyer 1000 ml	14	**AA -**
M11909005	Erlenmeyer 2000 ml	8	**AA -**

Racks für Röhrchen

Art. Nr.	Rack für	Kapazität / Gerät	CHF
M12890010	60 Röhrchen Ø 8- 11 mm	9	**AA -**
M12890020	44 Röhrchen Ø 12- 15 mm	9	**AA -**
M12890030	31 Röhrchen Ø 15- 18 mm	9	**AA -**
M12890040	23 Röhrchen Ø 18- 21 mm	9	**AA -**
M12890050	16 Röhrchen Ø 22- 26 mm	9	**AA -**
M12890060	16 Röhrchen Ø 26- 30 mm	9	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com