Orbitale Inkubator-Schüttler mit großer Kapazität Typ Truhe

Orbitale Schüttelinkubatoren Innova 43 & 43R Eppendorf

Je nach Modell



- **Dreifach exzentrisches Antriebssystem für gleichmäßiges Rühren**
- **Durchgehend 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nutzbar**
- **Optionaler Adapter für das Stapeln von 2 Einheiten**
- **Tür Typ Kofferraum mit Fußpedal zum Öffnen**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	Innova 43		Innova 43R	
Schnittstellen	Digital			
Geschwindigkeit (rpm)	25 - 500	25 - 300	25 - 500	25 - 300
Orbit (mm)	25	51	25	51
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C		RT. -20 bis +80 °C	
Genauigkeit (°C)	± 0,1			
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,25			
Plattform-Maße (mm)	760 x 460			
Nutzbare Höhe (mm)	488			
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar			
Timer	0,1 bis 99,9 h			
Programmierbar	4 Programme bis zu 15 Schritten			
Maße (L x T x H) (mm)	1156 x 813 x 1031			
Gewicht (kg)	202		216	
Art. Nr.	**M13200002**	**M13200012**	**M13200006**	**M13200016**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

WEB

Zusätzliches Zubehör (dedizierte Plattformen, Gestelle, Klemmen...) finden Sie auf www.milian.com

Racks für Mikroplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890700	Rack für 9 Mikroplatten oder 3 gestapelte Deepwell-Platten	8	**AA -**
TTR221	Rack für 5 nicht gestapelte Mikrotiterplatten	2	**AA -**

Racks für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890010	Racks Für 60 Röhrchen Ø 8- 11 mm	5	**AA -**
M12890020	Racks Für 44 Röhrchen Ø 12- 15 mm	5	**AA -**
M12890030	Racks Für 31 Röhrchen Ø 15- 18 mm	5	**AA -**
M12890040	Racks Für 23 Röhrchen Ø 18- 21 mm	5	**AA -**
M12890050	Racks Für 16 Röhrchen Ø 22- 26 mm	5	**AA -**
M12890060	Racks Für 16 Röhrchen Ø 26- 30 mm	5	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
M12509920	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
M11949910	Rutschfeste Plattform	**AA -**
M12509904	Plattform für anhaftende Matte	**AA -**
M12509700	Haftmatte 200 x 200 mm (v.max 250 rpm)	**AA -**
M12509600	Doppelseitiges Klebeband 41 mm x 5 m	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M11909000	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	45	**AA -**
M11909001	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	21	**AA -**
M11909002	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	18	**AA -**
M11909003	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	14	**AA -**
ACSB1000S	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	8	**AA -**
M11909005	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	5	**AA -**

Orbitale Schüttelinkubatoren Excella E25 & E25R Eppendorf

Je nach Modell



- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

Modell	Excella E25	Excella E25R
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	50 - 400	
Orbit (mm)	25	
Temperaturbereich (°C)	RT. +7 bis +60 °C	RT. -15 bis +60 °C
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,5	
Plattform-Maße (mm)	76 x 46	
Nutzbare Höhe (mm)	480	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	0,1 bis 99,9 h	
Maße (L x T x H) (mm)	1270 x 770 x 1059	
Gewicht (kg)	204,5	281
Art. Nr.	**M13530002**	**M13530006**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
M12509920	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
AG00	Rutschfeste Plattform	**AA -**
M12509904	Plattform für anhaftende Matte	**AA -**
M12509700	Haftmatte 200 x 200 mm (v.max 250 rpm)	**AA -**

Racks für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890010	Racks Für 60 Röhrchen Ø 8- 11 mm	9	**AA -**
M12890020	Racks Für 44 Röhrchen Ø 12- 15 mm	9	**AA -**
M12890030	Racks Für 31 Röhrchen Ø 15- 18 mm	9	**AA -**
M12890040	Racks Für 23 Röhrchen Ø 18- 21 mm	9	**AA -**
M12890050	Racks Für 16 Röhrchen Ø 22- 26 mm	9	**AA -**
M12890060	Racks Für 16 Röhrchen Ø 26- 30 mm	9	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M11909000	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	92	**AA -**
M11909001	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	39	**AA -**
M11909002	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	30	**AA -**
M11909003	Klammer für Erlenmeyer 500 ml	18	**AA -**
ACSB1000S	Klammer für Erlenmeyer 1000 ml	12	**AA -**
M11909005	Klammer für Erlenmeyer 2000 ml	8	**AA -**

WEB

Zusätzliches Zubehör (spezielle Plattformen, Racks, Klemmen...) finden Sie auf www.milian.com