Orbitale Schüttelinkubatoren Innova S44i Eppendorf

- X-Drive-Antriebssystem der nächsten Generation reduziert die Vibrationen, die durch das Rühren entstehen.
- Durchgehend 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nutzbar
- Schiebeplattform für einen vereinfachten Zugang
- USB- und Ethernet-Anschlüsse zum Abrufen von Daten und Ereignissen
- Funktion zum Sperren von Einstellungen
- Optionale Adapter für das Stapeln von bis zu 3 Geräten
- Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden



Je nach Modell



Zusätzliches Zubehör (spezielle Plattformen, Racks, Klemmen...) finden Sie auf www.milian.com

Modell	S44i beheizbar		S44i (gekühlt)		S44i (gekühlt) Photosynthetische Beleuchtung	
Schnittstellen	Touch					
Geschwindigkeit (rpm)	20 - 400	20 - 300	20 - 400	20 - 300	20 - 400	20 - 300
Orbit (mm)	25	51	25	51	25	51
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C		RT. -20 bis +80 °C			
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,1					
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,25					
Photosynthetische Beleuchtung	-				Breites Spektrum : 400 - 700nm	
Lichtstärke	-				15 - 150 PAR	
Plattform-Maße (mm)	720 x 620					
Nutzbare Höhe (mm)	437				406	
Maximale Belastung	35					
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar					
Timer	Bis zu 99h59min					
Programmierbar	Ohne Limit					
Maße (L x T x H) (mm)	1182 x 869 x 630					
Gewicht (kg)	186		198			
Art. Nr.	**S44I300001**	**S44I320001**	**S44I310001**	**S44I330001**	**S44I311001**	**S44I331001**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Plattformen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
S44I040001	Universalplattform für Klemmen	**AA -**
M12509700	Haftmatte 200 x 200 mm für max. 250 rpm	**AA -**
S44I042001	Inkubationsregal ohne Schütteln	**AA -**
S44I042002	Vlies für Schauglas für Dunkelarbeit	**AA -**

Ständer und Stapel-Kit

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
S44I041001	Positionierungsbasis 101,6 mm	**AA -**
S44I041002	Positionierungsbasis 304,8 mm	**AA -**
S44I041003	Stapel-Kit für 3 Geräte	**AA -**
S44I041005	Stapel-Kit für 2 Geräte	**AA -**
S44I041006	Stapel-Kit für S44i auf Innova 44/44R	**AA -**

Klammer für Universalplattform

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M11909000	Klammer für Erlenmeyer 50 ml	130	**AA -**
M11909001	Klammer für Erlenmeyer 125 ml	81	**AA -**
M11909002	Klammer für Erlenmeyer 250 ml	49	**AA -**
M11909003	Klammer für Erlenemeyer 500 ml	36	**AA -**
ACSB1000S	Klammer für Erlenemeyer 1000 ml	20	**AA -**
M11909005	Klammer für Erlenemeyer 2000 ml	13	**AA -**

Racks für Mikroplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890700	Rack für 9 Mikroplatten oder 3 gestapelte Deepwell-Platten	4	**AA -**
TTR221	Rack für 5 nicht gestapelte Mikrotiterplatten	20	**AA -**

Racks für Röhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität / Gerät	CHF
M12890010	Racks Für 60 Röhrchen Ø 8- 11 mm	10	**AA -**
M12890020	Racks Für 44 Röhrchen Ø 12- 15 mm	10	**AA -**
M12890030	Racks Für 31 Röhrchen Ø 15- 18 mm	10	**AA -**
M12890040	Racks Für 23 Röhrchen Ø 18- 21 mm	10	**AA -**
M12890050	Racks Für 16 Röhrchen Ø 22- 26 mm	10	**AA -**
M12890060	Racks Für 16 Röhrchen Ø 26- 30 mm	10	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com